



neoss®

Membrane e medicazioni
riassorbibili NeoGen®




Facili da usare,
cl clinicamente testati

Intelligent Simplicity

Membrane riassorbibili

NeoGen® in collagene Flex

Le membrane NeoGen® in collagene Flex sono membrane barriera in collagene resistenti e adattabili derivate da tessuto peritoneale porcino purificato. Sono state progettate per risultare estremamente resistenti e allo stesso tempo malleabili.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Riassorbibile in 3-4 mesi
- ✓ Elevata resistenza meccanica
- ✓ Tessuto peritoneale integro altamente purificato

Indicazioni

- Incrementi perimplantari con posizionamento immediato o differito degli impianti in alveoli post-estrattivi.
- Incremento localizzato della cresta alveolare per successivo posizionamento di impianti.
- Ricostruzione della cresta alveolare per trattamento protesico.
- Rigenerazione ossea guidata in difetti di deiscenza e procedure di rigenerazione tissutale guidata in difetti parodontali.




Immagine SEM di una membrana NeoGen® in collagene Flex (cross section) con ingrandimento di 50x

NeoGen® in collagene Firm

Le membrane NeoGen® riassorbibili in collagene Firm hanno caratteristiche ottimizzate per fornire ai medici chirurghi e parodontologi l'equilibrio ideale di prestazioni per soddisfare una serie di indicazioni cliniche e procedure chirurgiche.

NeoGen® in collagene Firm è derivata da tessuto dermico porcino.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Riassorbibile in 6-9 mesi
- ✓ Tessuto dermico integro altamente purificato
- ✓ Caratteristiche equilibrate di manipolazione, resistenza e tempo di riassorbimento
- ✓ Elevata resistenza meccanica

Indicazioni

- Incrementi perimplantari con posizionamento immediato e differito degli impianti in alveoli post-estrattivi.
- Incremento localizzato della cresta alveolare per successivo posizionamento di impianti.
- Ricostruzione della cresta alveolare per trattamento protesico.
- Rigenerazione ossea guidata in difetti di deiscenza e procedure di rigenerazione tissutale guidata in difetti parodontali.




Immagine SEM di una NeoGen® in collagene Firm (cross section) con ingrandimento di 50x

Medicazioni NeoGen® riassorbibili in collagene

Le medicazioni NeoGen® riassorbibili per protezione della guarigione sono matrici in collagene assorbenti, porose, realizzate in collagene purificato derivato da tessuto dermico bovino.

Si riassorbono sostanzialmente entro 30 giorni dall'applicazione.



Caratteristiche del prodotto

- ✓ Applicazione diretta sulla ferita a protezione della stessa e dei tessuti delicati di nuova formazione
- ✓ Promuove la cicatrizzazione
- ✓ Disponibile sotto forma di Tape, Foam e Plug

Indicazioni

Ulcere orali (non infette o virali)	✓
Ustioni	✓
Siti di sutura	✓
Siti estrattivi	✓
Ferite chirurgiche	✓
Ferite traumatiche	✓

Assortimento delle membrane e delle medicazioni riassorbibili

	ARTICOLO	MISURE
NeoGen® in collagene Flex	64050	15 mm x 20 mm
	64051	20 mm x 30 mm
	64052	30 mm x 40 mm
NeoGen® in collagene Firm	64055	15 mm x 20 mm
	64056	20 mm x 30 mm
	64057	30 mm x 40 mm
Medicazioni NeoGen® riassorbibili per protezione della guarigione	64060	25 mm x 75 mm x 1 mm - 10pz/cad
	64061	20 mm x 40 mm x 3 mm - 10pz/cad
	64062	10 mm x 20 mm - 10pz/cad



Produttore: Collagen Matrix, Inc., 15 Thornton Road, Oakland, NJ 07436 USA
Phone: 201-405-1477 | Facsimile: 201-405-1355 | www.collagenmatrix.com

Rappresentante EU autorizzata: MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Distribuito da: neoss.com

Neoss Italia S.r.l., Viale Certosa 138, IT-20156 Milano, T: +39 02 92952 1, E: italia@neoss.info