



neoss®

NeoGen® resorbierbare  
Membranen und Wundauflagen



Einfach in der Anwendung,  
klinisch erprobt

Intelligent Simplicity

## Resorbierbare Membranen

---

### NeoGen® Collagen Flex

NeoGen® Collagen Flex resorbierbare Membranen sind starke, anpassungsfähige Collagenbarrieremembranen, hergestellt aus gereinigtem porcinem Peritoneumgewebe. Sie wurden entwickelt, um eine gut applizierbare und dennoch sehr starke Membrane anzubieten.



---


#### Produktmerkmale

- ✓ Resorbierbar in 3-4 Monaten
- ✓ Hohe mechanische Festigkeit
- ✓ Hochgereinigtes intaktes Peritoneumgewebe

---

#### Anwendungen

- Sie können zur Augmentation um Implantate, in Extraktionsalveolen direkt nach der Extraktion oder später eingesetzt werden.
- Lokale Kieferkammaugmentation für die spätere Implantatinsertion.
- Alveolarkammrekonstruktion zur prothetischen Versorgung.
- Geführte Knochenregeneration bei Dehiszenzdefekten und geführte Geweberegeneration bei parodontalen Defekten.



Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der trockenen NeoGen® Collagen Flex (Querschnitt) bei 50-facher Vergrößerung

### NeoGen® Collagen Firm

NeoGen® Collagen Firm resorbierbare Membranen haben optimierte Eigenschaften, um Parodontologen und Chirurgen das ideale Gleichgewicht der Eigenschaften zu bieten, um eine Vielzahl von klinischen Indikationen und chirurgischen Verfahren effektiv zu behandeln.

NeoGen® Collagen Firm wird aus porciner Dermis hergestellt.



---

#### Produktmerkmale

- ✓ Resorbierbar in 6–9 Monaten
- ✓ Hochgereinigtes intaktes Dermisgewebe
- ✓ Ausgewogene Eigenschaften in Bezug auf Handhabung, Festigkeit und Resorptionszeit
- ✓ Hohe mechanische Festigkeit

---

#### Anwendungen

- Sie können zur Augmentation um Implantate, in Extraktionsalveolen direkt nach der Extraktion oder später eingesetzt werden.
- Lokalisierte Kammaugmentation für die spätere Implantatinserterion.
- Alveolarkammrekonstruktion zur prothetischen Versorgung.
- Geführte Knochenregeneration bei Dehiszenzdefekten und geführte Geweberegeneration bei parodontalen Defekten.




Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der trockenen NeoGen® Collagen Firm (Querschnitt) bei 50-facher Vergrößerung

---

## NeoGen® resorbierbare Collagen-Wundauflagen

NeoGen® resorbierbare Collagen-Wundauflagen sind absorbierende, poröse Collagenmatrizen, die aus gereinigtem Collagen aus Rinderdermisgewebe hergestellt werden.

Resorbiert im Wesentlichen innerhalb von 30 Tagen nach der Platzierung.



### Produkteigenschaften

- ✓ Wird direkt auf die Wunde aufgetragen und schützt die Wunde und empfindliches neues Gewebe
- ✓ Unterstützt die Wundheilung
- ✓ Erhältlich als Tape, Foam und Plug

### Indikationen

Mundgeschwüre (nicht infiziert oder viral)	✓
Verbrennungen	✓
Nahtstellen	✓
Extraktionsstellen	✓
Chirurgische Wunden	✓
Traumatische Wunden	✓

### Resorbierbare Membranen und Wundauflagen

	Artikel-Nr.	Größe
NeoGen® Collagen Flex	64050	15 mm x 20 mm
	64051	20 mm x 30 mm
	64052	30 mm x 40 mm
NeoGen® Collagen Firm	64055	15 mm x 20 mm
	64056	20 mm x 30 mm
	64057	30 mm x 40 mm
NeoGen® resorbierbare Collagen-Wundauflagen	64060	25 mm x 75 mm x 1 mm - 10 Stück
	64061	20 mm x 40 mm x 3 mm - 10 Stück
	64062	10 mm x 20 mm - 10 Stück

CE 2797

Manufacturer: Collagen Matrix, Inc., 15 Thornton Road, Oakland, NJ 07436 USA  
Phone: 201-405-1477 | Facsimile: 201-405-1355 | www.collagenmatrix.com  
Authorized EU Representative: MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Distributed by: neoss.com

Neoss GmbH. | Im Mediapark 5b | 50670 Köln | T +49 221 96980 10 | F +49 221 96980 199 | E info@neoss.de