



Ihre Lösung für digitale
Abformungen *zu einem
günstigen Preis!*

NeoScan™ 1000



Schnell, genau und *benutzerfreundlich*

NeoScan™ 1000 ist ein schneller, genauer und benutzerfreundlicher Intraoralscanner, der einen flexiblen Arbeitsablauf ermöglicht, um Ihnen Zeit und Geld zu sparen.

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Schnelles und genaues Scannen
- ✓ Offenes System – Implantate, Prothetik und Kieferorthopädie
- ✓ Attraktiver Preis und keine Lizenzgebühren

Die vereinfachte USB-Kabelverbindung ermöglicht es Ihnen, den Scanner an mehreren Behandlungsstühlen in Ihrer Praxis zu verwenden. Es wird keine separate Stromquelle benötigt.

Dieser benutzerfreundliche Scanner ist genau das, was Ihre Praxis braucht. Und das Beste ist, dass der NeoScan 1000 zu einem günstigen Preis und ohne Lizenzgebühren erhältlich ist.



Digitale Zahnmedizin *leicht gemacht*

Beim Kauf des NeoScan 1000 sind die NeoPro-Software und der NeoConnect-Cloud-Service ohne zusätzliche Lizenz- oder Cloud-Speichergebühren enthalten.

NeoPro™ Software

NeoPro vereinfacht und beschleunigt Ihre digitalen Abformungen. Es handelt sich um ein offenes System ohne Softwarelizenzgebühren. Unter anderem sind darin die Verwaltung des Scan-Verlaufs, intelligente Erinnerungen und kostenlose Software-Updates enthalten.



- ✓ Optimiertes Scannen von metallischen/glänzenden Oberflächen
- ✓ Automatische Erkennung von Randlinien
- ✓ Quadranten-Schnappschüsse für das Aligner-System
- ✓ Okklusionsanalyse und Unterschnittprüfung

NeoConnect™-Cloud-Service

NeoConnect soll die Effizienz des Arbeitsablaufs verbessern. Er bietet einen nahtlosen, effizienten und sicheren Prozess für die Datenübertragung und Kommunikation mit Ihrem Labor.



- ✓ Keine Speicher-/Cloud-Gebühren (bis zu 15 GB für Kliniken, 5 GB für Labore)
- ✓ Fügen Sie alle benötigten Patientendaten hinzu
- ✓ Reibungsloser Ablauf mit Ihren Laborpartnern
- ✓ Vollständige Einhaltung des Datenschutzes



Der einzige Scanner, *den Sie benötigen*


Sie können den NeoScan 1000 für Ihre digitalen Abformungen verwenden. Er erstellt gängige STL- und PLY-Dateiformate. Diese Formate sind Industriestandards und werden in offenen Systemen weithin akzeptiert.

Implantatprothetik

Offenes System für digitale Implantatabformungen

Transparente Aligner

Zur Gestaltung von 3D-Modellen (STL/PLY-Format)



Gleichwertig oder besser als branchenführende Scanner




Dr. Michael Braian
Zahnarzt und
Zahntechniker
Malmö, Schweden

Das Bullet-Diagramm von Dr. Michael Braian vergleicht die interzyklische Präzision an einem verzahnten Modell. Es legt dar, dass der NeoScan 1000 branchenführenden Scannern auf dem heutigen Markt überlegen oder ebenbürtig ist. Sehen Sie sich seine Präsentation bei Neoss Integrate 2022 an, um mehr zu erfahren.



Webinar



Klinischer Fall

Vollständig digitaler Workflow mit dem ästhetischen Heilungsabutment mit ScanPeg, intraorales Scannen mit dem NeoScan 1000 und CAD-Design der individuellen prothetischen Versorgung. Sehen Sie sich das Verfahren an, um mehr zu erfahren.



Klinischer
Fall



Marcus Dagnelid, DDS
Spezialist für Prothetik,
Göteborg, Schweden



Abbildung 1. Ein Neoss ProActive Edge-Implantat in Position 14 mit einem ästhetischen Heilungsabutment.



Abbildung 2. Der ScanPeg ist auf dem ästhetischen Heilungsabutment befestigt. Das intraorale Scannen wird mit dem NeoScan 1000 durchgeführt.





Abbildung 3. Die Scandatei wird zur Herstellung der endgültigen Versorgung an das Labor gesendet.



Abbildung 4. Endgültige Versorgung, individuelles Abutment und Krone zum Zeitpunkt der Bereitstellung.

Digital Simplicity für Sie und Ihre Patienten



Sortiment und Garantien

Art.-Nr.	Beschreibung
91000	NeoScan 1000 Intraoral Scanner Enthält Handstück, 4 Spitzen (2 x S, 2 x L), Halter-Set, Handbücher, Koffer Erweiterte Garantien sind käuflich zu erwerben
91012	NeoScan 1000 Intraoral Scanner Enthält 2 x Spitze L TP102N
91013	NeoScan 1000 Intraoral Scanner Enthält 2 x Spitze S TP103N
91022	Trolley for Intraoral Scanner

Digitale Bibliotheken finden Sie unter
<https://www.neoss.com/de/cad-libraries>

Art.-Nr.	Beschreibung
91024	NeoScan 1000 – Garantieverlängerung – 1 Jahr
91026	NeoScan 1000 – Garantieverlängerung – 2 Jahre
91027	NeoScan 1000 – Garantieverlängerung – 3 Jahre

Deutschland & Österreich

Neoss GmbH

Im Mediapark 5b, DE-50670 Köln

T: +49 221 96980 10

E: info@neoss.de

E: NeoScan: neoscan.support.de@neoss.com

Für Support besuchen Sie bitte unsere Webseite:
[neoss.com/de/neoscan1000](https://www.neoss.com/de/neoscan1000)

NeoScan-Kundensupport: +49 221 96980 166

Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienst, um Informationen zur Produktverfügbarkeit zu erhalten. Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich.

15093_1 DE 23-02 © Neoss Group, 2023. Urheberrechte, Designrechte und Marken, Neoss-Dokumente, -Software und -Designs dürfen ohne die schriftliche Genehmigung der Neoss Group weder ganz noch teilweise nachgedruckt, kopiert oder veröffentlicht werden. Neoss und das N-Logo sind eingetragene Marken der Neoss Group. NeoScan™, NeoPro™ und NeoConnect™ sind Marken der Neoss Group.