

Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantat

Narrow Platform Implantat

Das Neoss (NP) Ø3,25 mm Narrow Platform Implantat ist entwickelt worden, um den klinischen Bedürfnissen für die Versorgung schmaler Zahnlücken gerecht zu werden.

Eigenschaften und Vorzüge

Kompatibilität – Obwohl der Durchmesser des Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantates geringer ist, besitzt es das bekannt stabile Neoss Verbindungsdesign. Es weist volle Kompatibilität mit allen Schraubendrehern sowie dem Bohrprotokoll auf, wodurch sich die Anzahl an notwendigen Zusatzinstrumenten reduziert.

Leistungsmerkmal – Das Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantat mit der Neoss ProActive® Oberfläche bietet Behandlungsoptionen auch bei schlechteren Knochenqualitäten und in Extraktionsalveolen, wo eine schnellere Osseointegration wünschenswert ist, wie in In-vivo-Studien angegeben.

Stärke – Die Gestaltung des Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantates liefert eine geringe Materialermüdung und ist eines der stärksten verfügbaren Implantate.* Garantiedaten über viele Jahre zeigen eine einmalig geringe Bruchrate für alle Neoss Implantate.*

Platzierung und Stabilität – Das gewindeschneidende und –formende Design des Implantates ermöglicht die Platzierung in allen Knochenqualitäten. Das Implantat schneidet gut, ist leicht zu führen und bietet vorhersehbaren Sitz und exzellente Stabilität.

Flexibilität – Das Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantat bietet viele prothetische Versorgungsmöglichkeiten; von CAD/CAM, Zirkon- bis hin zu individuellen und präparierbaren Abutments.

Das Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantat wurde für die Versorgung von Fällen mit begrenztem interproximalem Platzangebot sowie für den Ersatz von Zähnen mit schmaler Wurzel entwickelt und bietet optimale ästhetische Ergebnisse.

Das Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantat ist nicht geeignet für tragende Konstruktionen.



Sortiment

Art. Nr. Beschreibung

21176	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25 × 9 mm
21177	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25 × 11 mm
21178	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25 × 13 mm
21179	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25 × 15 mm
31241	Provisorisches Abutment-Set – Titan, NP
31201	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 0°, NP
31202	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 15°, NP
31234	NeoLink® Titan Mono, NP
31398	NeoBase® Mono SSC G0,3 mm – H3,6 mm, NP
31399	NeoBase® Mono SSC G0,3 mm – H5,6 mm, NP
31400	NeoBase® Multi SSC G0,3 mm – H3,6 mm, NP

31372	NeoBase® Mono ASC G0,3 mm – H3,6 mm, NP
31373	NeoBase® Mono ASC G0,3 mm – H5,6 mm, NP
31374	NeoBase® Mult ASC i G0,3 mm – H3,6 mm, NP
31345	Neoss TiBase, NP (FX 3.4 S)
31377	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, NP – 1 Stück
31378	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, NP – 1 Stück
31199	NeoLink® Gold Mono, NP
31255	NeoLink® ausbrennbar Kunststoff NP, 2 Stück
90242	Neoss Equator Abutment – Kit 2 mm, NP
90243	Neoss Equator Abutment – Kit 3 mm, NP
90244	Neoss Equator Abutment – Kit 4 mm, NP

Möglicherweise sind nicht alle Komponenten auf allen Märkten verfügbar.

* Neoss Daten verfügbar

Daten und Fakten

NP-Symbol – Die meisten NP-Komponenten haben das NP-Symbol auf dem Etikett.

Das NP-Implantat-Kit – enthält Implantat, Deckschraube, Heilungsabutment und Heilungsabutmentschraube.

Farbcodierung – Die wichtigsten NP-Komponenten und die Etiketten sind in königsblau farbcodiert. Zusätzlich zur Farbcodierung sind einige Instrumente mit einer Lasermarkierung versehen.

Implantatinsertion – Für die NP-Implantate muss ein spezieller NP-Implantateindreher verwendet werden.

Klinischer Organizer – Der klinische Organizer für Neoss Straight Implantate wird auch für die NP-Implantate verwendet.

Provisorische und endgültige Restaurationen – Für Neoss ProActive® Straight NP $\varnothing 3,25$ sind spezifische Heilungs- und provisorische Komponenten erhältlich, die mit Standardinstrumenten verwendet werden können.

Spezielle NeoBase SSC- und ASC-Abutments, NeoLinks sowie gerade und abgewinkelte präparierbare Abutments, Blanks und TiBase Abutments sind verfügbar.



NP = Narrow Plattform
(schmale Plattform) bei
Implantaten mit dem
Durchmesser 3,25 mm



Bohrprotokoll

	ProActive Straight Implantat $\varnothing 3,25$ mm	Bohrstopp
	$\varnothing 2,2$ S	
	$\varnothing 2,85$ S	
	$\varnothing 3,0$ S	
	$\varnothing 3,25$ Optionale Anwendung	
	$\varnothing 3,25$ Optionale Anwendung	

Knochenqualität Mittel Dicht

Für alle Verfahrensaspekte beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung.

Maße



A = Durchmesser des
Implantathalses 3,5 mm
B = Durchmesser der
Implantatspitze 2,2 mm



A = Aufbauhöhe 5 mm
B = Durchmesser 4 mm