



Produktkatalog

2023



Entdecken Sie intelligente Einfachheit

Neoss bietet intelligente Lösungen, die intuitiv und einfach zu nutzen sind. Unsere Produkte ermöglichen es Zahnärzten, ihren Patienten eine zuverlässige und kostengünstige Behandlung mit vorhersagbaren Langzeitergebnissen anzubieten. Als einfallreicher und integrierer Marktführer streben wir danach, neue Standards zu setzen, indem wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden intelligente Behandlungslösungen entwickeln. Neoss macht Komplexes weniger kompliziert. Wir nennen das „Intelligent Simplicity“.





Implantate	4	Neoss ProActive® Edge Implantate	
	6	Neoss ProActive® Tapered Implantate Neoss ProActive® Breite Implantate Neoss ProActive® Sinus Implantate	
	7	Neoss ProActive® Straight Implantate	
	8	Neoss ProActive® Straight NP Ø 3,25 Implantate Deckschraube	
Biomaterialien	9	Knochenaufbaumaterial THE Graft™ in Glasampullen THE Graft™ in Spritzen THE Graft™ als Blöcke Resorbierbare Membranen Kollagen Membranen Wundauflagen	
	10	Nicht resorbierbare Membranen Titanverstärkte PTFE Membranen NeoGen® Cape Nicht verstärkte PTFE Membranen Fixiersets	
	11	Nahtmaterial Biotex® Andere	
	Digital	12	NeoScan Digitale Abformung Ästhetische Heilungsabutments mit ScanPeg ScanPeg Scan Abutment
		13	Modellimplantate Digitale Prothetik Provisorische Abutments NeoBase® Abutments SSC (Straight Screw Channel = gerader Schraubenzugangskanal)
		14	NeoBase® Abutments ASC (Angulated Screw Channel = abgewinkelter Schraubenzugangskanal) Neoss TiBase Abutments (kompatibel mit Dentsply Sirona®) NeoLink® Titan Kundenspezifische Lösungen Neoss NT Blanks
	Prothetik	15	Neoss Individuelle Prothetik – von ARC Solutions
		16	Heilungsabutments Ästhetische Heilungsabutments mit ScanPeg Heilungsabutments Provisorische Versorgungen Provisorisches Abutment-Set
		17	Anatomische Gingivaformer Finale Abutments Präparierbare Titan Abutments Präparierbare Titan Abutments, Alternative Austrittsprofile
		18	Zirkon Abutments Finale Restaurationen – Gusstechnik NeoLink® Gold (Direkter Anguss) CoCr Abutments (Indirekter Anguss) Ausbrennbare Kunststoff-Abutments (Direkter Anguss)
19		Mehrgliedrige verschraubte Versorgung Access Abutments (nur für mehrgliedrige verschraubte Versorgungen)	
20		Deckprothesenaufbauten Neoss Equator Abutments	
21		Abutments für Deckprothesen Steg Abutments Deckprothese LOCATOR®	
22		Abformung & Modellanalogue Abformpfosten Modellanalogue Schrauben	
Instrumente und mehr		23	Bohrer
		25	Trays Chirurgische und prothetische Trays Trays und Instrumentensätze
	26	Guide Neoss® Guide Kit – Ersatzteile Demo-Kit	
	27	Instrumente Chirurgisches Zubehör Neoss Penguin ^{®FA}	
Service	28	Übersicht der prothetischen Lösungen mit Standard (SP) und schmaler (NP) Plattform Übersicht der Drehmoment- und Drehzahlempfehlungen	
	29	Symbole, Namen und Abkürzungen Sie können Ihre Produkte jetzt online kaufen! Haftungsbeschränkung	
	32	Kontaktinformationen	

Neoss ProActive® Oberfläche – *Bewährte Vorhersagbarkeit* in der Implantatbehandlung für alle Patienten seit 2009

ProActive ist eine moderne super-hydrophile und ultra-saubere Implantatoberfläche, die bereits 2009 eingeführt wurde. ProActive hat einen nachgewiesenen klinischen Erfolg und wird durch Langzeitdaten gestützt¹.

- ☑ Ultra-sauber, super-hydrophil und mit Magnesium-Ionen angereichert
 - Beschleunigte und stärkere Osseointegration²
 - Aufrechterhaltung der Implantatstabilität während der Einheilung³
- ☑ Definierte duale Oberfläche (gestrahlt und geätzt) mit geringerer Rauheit am Implantatthals
 - Stabiles Knocheniveau im Laufe der Zeit – Erhaltung des Knochens⁴
 - 10-jährige klinische Daten von > 1200 Patienten zeigen eine kumulative Überlebensrate von > 98 %^{4,5,6}

1) Engman F et al. *Letters Impl Dent.* 2022;2:6-11. 2) Sennerby L et al. *Letters Impl Dent.* 2017;1:7-10.
 3) Vanden Bogaerde L et al. *Int J Dent.* 2016;84:24931. 4) Sahlin H et al. *Letters Impl Dent.* 2022;2:18-24.
 5) Sennerby L et al. *Letters Impl Dent.* 2022;2:29-32. 6) Hassfurther N et al. *Clin Oral Implants Res.* 2021;32(S22):156-157.



Neoss-Implantat

Implantat inklusive Deckschraube.



Neoss ProActive® Edge Implantate



Art. Nr.	Beschreibung	A	B
21417	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×9mm		
21418	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×11mm		
21419	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×13mm	4,0mm	1,6mm
21420	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø3,5×15mm		
21423	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×9mm		
21424	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×11mm		
21425	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×13mm	4,3mm	1,9mm
21426	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,0×15mm		
21429	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×9mm		
21430	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×11mm		
21431	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×13mm	4,9mm	2,2mm
21432	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø4,5×15mm		
21435	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×9mm		
21436	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×11mm		
21437	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×13mm	5,4mm	2,4mm
21438	Implantat, Neoss ProActive® Edge Ø5,0×15mm		



SP = Standard Plattform bei Implantaten der Durchmesser von 3,5 mm bis 6,5 mm



A = Durchmesser des Implantathalses
B = Durchmesser der Implantatspitze




Neoss-Implantat-Kit

Implantat-Kit inklusive Implantat, Deckschraube, Heilungsabutments in PEEK in zwei Höhen und Heilungsabutmentschraube.

Neoss ProActive® Edge Implantate


Art. Nr.	Beschreibung	A	B
21301	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 3,5 × 9 mm		
21302	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 3,5 × 11 mm	4,0 mm	1,6 mm
21303	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 3,5 × 13 mm		
21304	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 3,5 × 15 mm		
21305	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,0 × 9 mm		
21306	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,0 × 11 mm	4,3 mm	1,9 mm
21307	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,0 × 13 mm		
21308	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,0 × 15 mm		
21309	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,5 × 9 mm		
21310	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,5 × 11 mm	4,9 mm	2,2 mm
21311	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,5 × 13 mm		
21312	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 4,5 × 15 mm		
21313	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 5,0 × 9 mm		
21314	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 5,0 × 11 mm	5,4 mm	2,4 mm
21315	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 5,0 × 13 mm		
21316	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Edge Ø 5,0 × 15 mm		





Neoss-Implantat-Kit

Implantat-Kit inklusive Implantat, Deckschraube, Heilungsabutments in PEEK in zwei Höhen (Ø5,0–5,5 Implantat-Kits enthalten eine breite Version) und Heilungsabutmentschraube.



Neoss ProActive® Tapered Implantate

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
21221	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø3,5×9 mm		
21222	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø3,5×11 mm	4,0 mm	2,1 mm
21223	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø3,5×13 mm		
21224	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø3,5×15 mm		
21227	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,0×9 mm		
21228	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,0×11 mm	4,3 mm	2,3 mm
21229	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,0×13 mm		
21230	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,0×15 mm		
21233	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,5×9 mm		
21234	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,5×11 mm	4,9 mm	2,8 mm
21235	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,5×13 mm		
21236	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø4,5×15 mm		
21239	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø5,0×9 mm		
21240	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø5,0×11 mm	5,4 mm	3,3 mm
21241	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø5,0×13 mm		
21242	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø5,0×15 mm		
21245	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø5,5×9 mm		
21246	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø5,5×11 mm	5,9 mm	3,8 mm
21247	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Tapered Ø5,5×13 mm		

Neoss ProActive® Breite Implantate

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
21252	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Ø6,0×7 mm		4,5 mm
21250	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Ø6,0×9 mm	6,0 mm	4,3 mm
21251	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Ø6,0×11 mm		4,3 mm

Neoss ProActive® Sinus Implantate



Art. Nr.	Beschreibung	A	B
21211	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Ø6,5×7 mm		k. A.
21212	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Ø6,5×9 mm	6,7 mm	k. A.
21213	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Ø6,5×11 mm		k. A.



SP = Standard Plattform bei Implantaten der Durchmesser von 3,5 mm bis 6,5 mm



A = Durchmesser des Implantathalses
B = Durchmesser der Implantatspitze



Neoss-Implantat-Kit

Implantat-Kit inklusive Implantat, Deckschraube, Heilungsabutments in PEEK in zwei Höhen (Ø5,0-6,5 Implantat-Kits enthalten eine breite Version) und Heilungsabutmentschraube.

Neoss ProActive® Straight Implantate

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
21181	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø3,5×7 mm		
21182	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø3,5×9 mm		
21183	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø3,5×11 mm	4,0 mm	2,4 mm
21184	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø3,5×13 mm		
21185	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø3,5×15 mm		
21186	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø3,5×17 mm		
21187	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,0×7 mm		
21188	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,0×9 mm		
21189	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,0×11 mm	4,0 mm	2,8 mm
21190	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,0×13 mm		
21191	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,0×15 mm		
21192	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,0×17 mm		
21193	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,5×7 mm		
21194	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,5×9 mm		
21195	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,5×11 mm	4,5 mm	3,2 mm
21196	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,5×13 mm		
21197	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,5×15 mm		
21198	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø4,5×17 mm		
21199	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,0×7 mm		
21200	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,0×9 mm		
21201	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,0×11 mm	5,0 mm	3,7 mm
21202	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,0×13 mm		
21203	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,0×15 mm		
21205	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,5×7 mm		
21206	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,5×9 mm		
21207	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,5×11 mm	5,5 mm	4,2 mm
21208	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight Ø5,5×13 mm		



ProActive Straight Ø3,5



ProActive Straight Ø4,0




ProActive Straight Ø4,5



ProActive Straight Ø5,0




ProActive Straight Ø5,5



Neoss ProActive® NP Ø3,25 Implantat

Das Neoss Ø3,25 mm Implantat hat eine prothetische Plattform mit 3,5 mm Durchmesser. Die entscheidenden Komponenten und Etiketten der NP Implantat Produkte sind königsblau.



Neoss-Implantat-Kit

Implantat-Kit NP Ø3,25 mm inklusive Implantat, Deckschraube, Heilungsabutment in PEEK und Heilungsabutmentschraube.



Neoss ProActive® Straight NP Ø3,25 Implantate

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
21176	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25×9 mm		
21177	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25×11 mm	3,5 mm	2,2 mm
21178	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25×13 mm		
21179	Implantat-Kit, Neoss ProActive® Straight, NP Ø3,25×15 mm		



ProActive Straight NP Ø3,25



Deckschraube

Deckschraube

Art. Nr.	Beschreibung
31408	Deckschraube SP
31409	Deckschraube NP

Lösungen für eine Vielzahl von *Kiefer- und Gesichtsbehandlungen*

Knochenaufbaumaterial

THE Graft™ in Glasampullen

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Volumen
BG-A15	THE Graft Granules 0,25 – 1,00 mm	0,15g	0,36 cm ³
BG-A25	THE Graft Granules 0,25 – 1,00 mm	0,25g	0,60 cm ³
BG-A05	THE Graft Granules 0,25 – 1,00 mm	0,50g	1,20 cm ³
BG-A10	THE Graft Granules 0,25 – 1,00 mm	1,00g	2,40 cm ³
BG-A20	THE Graft Granules 0,25 – 1,00 mm	2,00g	4,80 cm ³
BG-B05	THE Graft Granules 1,00 – 2,00 mm	0,50g	1,80 cm ³
BG-B10	THE Graft Granules 1,00 – 2,00 mm	1,00g	3,60 cm ³



THE Graft™ in Glasampullen

THE Graft™ in Spritzen

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Volumen
TG-AS25	THE Graft Syringe 0,25 – 1,00 mm	0,10g	0,25 cm ³
TG-AS05	THE Graft Syringe 0,25 – 1,00 mm	0,21g	0,50 cm ³
TG-AS10	THE Graft Syringe 0,25 – 1,00 mm	0,42g	1,00 cm ³
TG-BS25	THE Graft Syringe 1,00 – 2,00 mm	0,07g	0,25 cm ³
TG-BS05	THE Graft Syringe 1,00 – 2,00 mm	0,14g	0,50 cm ³
TG-BS10	THE Graft Syringe 1,00 – 2,00 mm	0,28g	1,00 cm ³



THE Graft™ in Spritzen

THE Graft™ als Blöcke

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Volumen
TCB-01	THE Graft Collagen Block	0,15g	7×7×7 mm
TCB-02	THE Graft Collagen Block	0,3g	8×9×10 mm
TCB-03	THE Graft Collagen Block	0,6g	10×11×12 mm



THE Graft™ als Blöcke

Resorbierbare Membranen

Kollagen Membranen

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
64050	NeoGen® Kollagen Membran Flex S	20 mm	15 mm
64051	NeoGen® Kollagen Membran Flex M	30 mm	20 mm
64052	NeoGen® Kollagen Membran Flex L <i>NeoGen® Kollagen Flex Standzeiten 3 bis 4 Monate</i>	40 mm	30 mm
64055	NeoGen® Kollagen Membran Firm S	20 mm	15 mm
64056	NeoGen® Kollagen Membran Firm M	30 mm	20 mm
64057	NeoGen® Kollagen Membran Firm L <i>NeoGen® Kollagen Firm Standzeiten 6 bis 9 Monate</i>	40 mm	30 mm



Kollagen Flex





Kollagen Firm

Wundauflagen

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
64060	NeoGen® Kollagen Wundauflage Tape (1 mm dick, 10 Stück)	75 mm	25 mm
64061	NeoGen® Kollagen Wundauflage Foam (4 mm dick, 10 Stück)	40 mm	20 mm
64062	NeoGen® Kollagen Wundauflage Plug (10 Stück)	20 mm	10 mm



Wundauflage



NeoGen® titanverstärkte Membran

Nicht resorbierbare Membranen

Titanverstärkte PTFE Membranen

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C	D
64010	NeoGen® titanverstärkte PTFE Membran – S I (Klein Interproximal)	29 mm	14 mm	19 mm	4 mm
64011	NeoGen® titanverstärkte PTFE Membran – M I (Mittel Interproximal)	30 mm	19 mm	19 mm	9 mm
64012	NeoGen® titanverstärkte PTFE Membran – L I (Groß Interproximal)	36 mm	21 mm	26 mm	11 mm
64013	NeoGen® titanverstärkte PTFE Membran – M (Mittel)	32 mm	22 mm	23 mm	12 mm
64014	NeoGen® titanverstärkte PTFE Membran – L (Groß)	34 mm	25 mm	24 mm	15 mm
64015	NeoGen® titanverstärkte PTFE Membran – XL (Extra Groß)	46 mm	32 mm	24 mm	15 mm

NeoGen® Cape

Alle NeoGen® Cape Spacer werden mit einer NeoGen® Cape Schraube geliefert.

Art. Nr. Beschreibung

64040	NeoGen® Cape PTFE Membran – M
64041	NeoGen® Cape PTFE Membran – L
64080	NeoGen® Cape Spacer 0,7 mm, Neoss SP
64081	NeoGen® Cape Spacer 1,5 mm, Neoss SP
64082	NeoGen® Cape Spacer 0,7 mm, Neoss NP
64083	NeoGen® Cape Spacer 1,5 mm, Neoss NP



NeoGen® Cape



NeoGen® Cape Spacer



NeoGen® Cape Schraube

Nicht verstärkte PTFE Membranen

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
64019	NeoGen® nicht verstärkte PTFE Membran 18×12 mm	18 mm	12 mm
64020	NeoGen® nicht verstärkte PTFE Membran 29×14 mm	29 mm	14 mm
64021	NeoGen® nicht verstärkte PTFE Membran 34×25 mm	34 mm	25 mm



NeoGen® nicht verstärkte Membran

Fixiersets

Art. Nr. Beschreibung

64031	Membranfixierpinapplikator
64033	Hammer
64034	Aufbewahrungsbehälter Membranfixierschrauben & -pins
64036	Membranfixierpin 3 mm, 10 Stück (steril)
64037	Membranfixierschraube 3 mm, 10 Stück (steril)



Membranfixierpinapplikator



Hammer



Aufbewahrungs-
behälter
Membranfixier-
schrauben & -pins



Membranfixier-
pin



Membranfixier-
schraube

Nahtmaterial

Biotex®

Art. Nr.	Beschreibung
BT3016	USP 3/0,16 mm, 3/8 Reverse Cutting Needle 45 cm
BT3019	USP 3/0,19 mm, 3/8 Reverse Cutting Needle 45 cm
BT4013	USP 4/0,13 mm, 3/8 Reverse Cutting Needle 45 cm
BT4016	USP 4/0,16 mm, 3/8 Reverse Cutting Needle 45 cm
BT4019	USP 4/0,19 mm, 3/8 Reverse Cutting Needle 45 cm
BT5013	USP 5/0,13 mm, 3/8 Reverse Cutting Needle 45 cm
BT5016	USP 5/0,16 mm, 3/8 Reverse Cutting Needle 45 cm
BTP401	USP 4/0,13 mm, 1/2 Taper Point Needle 45 cm

Andere

Art. Nr.	Beschreibung
32.Z4401.00	Neoss PTFE Nahtmaterial 60 cm 4/0 – 3/8 Kreis, schneidend 16 mm – 12 Stück
32.Z4408.00	Neoss PTFE Nahtmaterial 60 cm 6/0 – 3/8 Kreis, schneidend 12 mm – 12 Stück



Biotex® Suture



Neoss PTFE Nahtmaterial

Neue Möglichkeiten für Ihren digitalen Workflow

Digitale Bibliotheken unter <https://www.neoss.com/de/cad-libraries>



NeoScan

NeoScan

Art. Nr. Beschreibung


91000	NeoScan™ 1000 Intraoral-Scanner <i>Enthält Scanner, 4 Spitzen (2×S, 2×L), Ablagehalterung, Handbücher, Koffer. Erweiterte Garantien sind zum Kauf verfügbar</i>
91012	NeoScan™ 1000 – Spitze L TP102N (2 Stück) <i>Enthält 2 Stück Spitzen L</i>
91013	NeoScan™ 1000 – Spitze S TP103N (2 Stück) <i>Enthält 2 Stück Spitzen S</i>
91022	Rollwagen für Intraoralscanner
91024	NeoScan™ 1000 – Garantieverlängerung – 1 Jahr
91026	NeoScan™ 1000 – Garantieverlängerung – 2 Jahre
91027	NeoScan™ 1000 – Garantieverlängerung – 3 Jahre



Ästhetische Heilungsabutments mit ScanPeg



Ästhetische Heilungsabutments



Digitale Abformung

Ästhetische Heilungsabutments mit ScanPeg

Alle ästhetischen Heilungsabutments enthalten eine Titanschraube und einen Scanpfosten (ScanPeg)

Art. Nr. Beschreibung

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31360	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Mittlerer Schneidezahn	5mm	5,7mm	6,1mm
31361	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Seitlicher Schneidezahn		5,2mm	5mm
31362	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Eckzahn		6,3mm	5,4mm
31363	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Prämolare		6,8mm	5,8mm
31364	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Molare		7,8mm	7,3mm



ScanPeg

ScanPeg

Art. Nr. Beschreibung

Die ästhetischen Heilungsabutments mit ScanPeg können ebenfalls für die digitale Abformung verwendet werden

31365	ScanPeg – 5 Stück <i>Nur zur Verwendung mit den ästhetischen Heilungsabutments geeignet</i>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------



Scan Abutment


Scan Abutment

Art. Nr. Beschreibung

90181	Intra-Oral Scan Abutment Neoss® SP (IO 1A-A)
90182	Intra-Oral Scan Abutment Neoss® NP (IO 1A-B)
90183	Intra-Oral Scan Abutment Neoss® Access (IO 1B-A)

Modellimplantate

Art. Nr.	Beschreibung
90190	Modellimplantat für gedruckte Modelle Neoss® SP
90191	Modellimplantat für gedruckte Modelle Neoss® NP
90192	Modellimplantat für gedruckte Modelle Neoss® Access
PMA-AIT-1	Elos Modellimplantatzange
PMA-AIP-2	Elos Modellimplantateinbringwerkzeug (2 Stück)
PMA-AIS-5	Elos Modellimplantathalteschraube (5 Stück)





Digitale Prothetik

Provisorische Abutments

Alle provisorischen Abutments enthalten eine Titanschraube und Modellierhilfe

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31267	Provisorisches Titan Abutment Mono	15,7mm	0,7mm	4,5mm
31268	Provisorisches Titan Abutment Multi			



NeoBase® Abutments SSC

(Straight Screw Channel = gerader Schraubenzugangskanal)

Alle NeoBase® Abutments SSC enthalten Neo Abutmentschraube und Neo Laborschraube

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31393	NeoBase® Mono SSC G 0,3mm – H 3,6mm	3,9mm	0,3mm	
31394	NeoBase® Mono SSC G 1,5mm – H 3,6mm	5,1mm	1,5mm	
31395	NeoBase® Mono SSC G 0,3mm – H 5,6mm	5,9mm	0,3mm	4,5mm
31396	NeoBase® Mono SSC G 1,5mm – H 5,6mm	7,1mm	1,5mm	
31397	NeoBase® Multi SSC G 0,3mm – H 3,6mm	3,9mm	0,3mm	
31398	NeoBase® Mono SSC G 0,3mm – H 3,6mm, NP	3,9mm		
31399	NeoBase® Mono SSC G 0,3mm – H 5,6mm, NP	5,9mm	0,3mm	3,8mm
31400	NeoBase® Multi SSC G 0,3mm – H 3,6mm, NP	3,9mm		

Enthalten Neo Abutmentschraube NP und Neo Laborschraube NP





NeoBase® Abutments ASC

(Angulated Screw Channel = abgewinkelter Schraubenzugangskanal)

Alle NeoBase® Abutments ASC enthalten iGO Abutmentschraube und iGO Laborschraube



NeoBase® Abutments ASC



NeoBase® Abutments ASC, NP

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31367	NeoBase® Mono ASC G 0,3 mm – H 3,6 mm	3,9mm	0,3mm	
31368	NeoBase® Mono ASC G 1,5 mm – H 3,6 mm	5,1mm	1,5mm	
31369	NeoBase® Mono ASC G 0,3 mm – H 5,6 mm	5,9mm	0,3mm	4,5mm
31370	NeoBase® Mono ASC G 1,5 mm – H 5,6 mm	7,1mm	1,5mm	
31371	NeoBase® Multi ASC G 0,3 mm – H 3,6 mm	3,9mm	0,3mm	
31372	NeoBase® Mono ASC G 0,3 mm – H 3,6 mm, NP	3,9mm		
31373	NeoBase® Mono ASC G 0,3 mm – H 5,6 mm, NP	5,9mm	0,3mm	3,8mm
31374	NeoBase® Multi ASC i G 0,3 mm – H 3,6 mm, NP	3,9mm		

Enthalten iGO Abutmentschraube NP und iGO Laborschraube NP

Neoss TiBase Abutments (kompatibel mit Dentsply Sirona®)

Alle TiBase Abutments enthalten eine Neo Abutmentschraube und eine Titanschraube



TiBase Abutments




Neoss ScanPfoften

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31329	Neoss TiBase N (NB B 3,4 L)	5,3mm	0,6mm	4,5mm
31330	Neoss TiBase W (NB B 4,1 L)			5,0mm
31345	Neoss TiBase, NP (FX 3,4 S)	5mm	0,3mm	3,9mm

TiBase Abutments enthalten Neo Abutmentschraube NP und Neo Laborschraube NP (M1,6).
(Kompatibel mit Dentsply Sirona®)

31331 Neoss ScanPfoften L (TiBase)
Enthält ScanPfoften mit Schraube

31346 Neoss ScanPfoften S (TiBase, NP)
Enthält ScanPfoften mit Schraube NP (M1,6)



NeoLink® Titan

NeoLinks aus Titan werden mit Neo Abutmentschraube, Neo Laborschraube und geraden Modellierhilfen geliefert



NeoLink® Titan

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31133	NeoLink® Titan Mono	3,9mm	0,3mm	4,5mm
31134	NeoLink® Titan Multi			
31234	NeoLink® Titan Mono, NP	3,9mm	0,3mm	3,8mm

31234 inklusive NeoLink®, Neo Abutmentschraube, Neo Laborschraube und Satz anatomisch vorgeformter Modellierhilfen

Kundenspezifische Lösungen

Neoss NT Blanks


Art. Nr. Beschreibung

Enthalten Neo Abutmentschraube und Neo Laborschraube

31375	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, SP – 1 Stück
31377	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, NP – 1 Stück
31376	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, SP – 1 Stück
31378	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, NP – 1 Stück
31391	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø16 mm, SP – 1 Stück

Enthalten Neo Laborschraube

31379	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, SP – 5 Stück
31381	Neoss NT Blank Ti SSC, Ø12 mm, NP – 5 Stück
31380	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, SP – 5 Stück
31382	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø12 mm, NP – 5 Stück
31392	Neoss NT Blank CoCr SSC, Ø16 mm, SP – 5 Stück



NT Blank



ARC

A Neoss Group Company

Neoss Individuelle Prothetik – von ARC Solutions

Bestell- und Produktinformationen:

Online: www.arcsolutions.se www.neoss-cadcam.de

Phone: +49 221 969 801 50

Das vollständige Angebot finden Sie unter www.arcsolutions.se

ARC Solutions ist Spezialist für die Herstellung maßgefertigter Implantatprothetik – mit eindeutigem Fokus auf Qualität und neuen Technologien immer einen Schritt voraus. ARC Solutions legt großen Wert darauf, seinen Kunden maximalen Service zu bieten und zuverlässige Produkte zu liefern.

	Abutment						Brücke				Steg				
	Ti		CoCr		ZrO		Ti		CoCr		Ti		CoCr		
	G	A	G	A	G	A	G	A	G	A	G	A	G	A	
Neoss SP	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Neoss NP	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Neoss Access							☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

G = gerader Schraubzugangskanal
A = abgewinkelter Schraubzugangskanal



Individuelle Abutments SSC



Kundenspezifische Abutments ASC



Zirkonlösungen mit Titanbasis SSC/ASC



Additiv aus CoCr gefertigte Brücken SSC/ASC



Teilbrücken aus Titan SSC/ASC



Full Arch Brücken SSC/ASC



Individuelle Stege



Preci classic Stege



Vertex Horix-Stege



Vertex-Stege



Dolder-Stege

Design-Kontrolle mit *absoluter Flexibilität*



Ästhetische Heilungsabutments mit ScanPeg



Ästhetische Heilungsabutments



Heilungsabutment Ti



Heilungsabutment PEEK mit Schraube



Heilungsabutment breites Austrittsprofil



Heilungsabutment breites Austrittsprofil 5mm

Heilungsabutments

Ästhetische Heilungsabutments mit ScanPeg

Alle ästhetischen Heilungsabutments enthalten eine Titanschraube und einen ScanPeg (ScanPeg)

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31360	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Mittlerer Schneidezahn	5 mm	5,7 mm	6,1 mm
31361	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Seitlicher Schneidezahn		5,2 mm	5 mm
31362	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Eckzahn		6,3 mm	5,4 mm
31363	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Prämolare		6,8 mm	5,8 mm
31364	Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg – Molare		7,8 mm	7,3 mm

Heilungsabutments

Art. Nr.	Beschreibung	A	B
31159	Heilungsabutment Ti 2 mm	2 mm	4 mm
31160	Heilungsabutment Ti 4 mm	4 mm	
31161	Heilungsabutment Ti 6 mm	6 mm	
31162	Heilungsabutment Ti 8 mm	8 mm	
31163	Heilungsabutment Ti 10 mm	10 mm	
31148	Heilungsabutment PEEK 5 mm mit Schraube	5 mm	5 mm
31320	Heilungsabutment PEEK 5 mm mit Schraube, NP	5 mm	4 mm
31321	Heilungsabutment PEEK breites Austrittsprofil 3,3 mm mit Schraube	3,3 mm	6,5 mm
31335	Heilungsabutment PEEK breites Austrittsprofil 5 mm mit Schraube	5 mm	6,5 mm
31410	Heilungsabutment PEEK 2,7 mm mit Schraube	2,7 mm	5 mm




Provisorische Versorgungen

Provisorisches Abutment-Set

Alle provisorischen Abutments enthalten eine Titanschraube und Modellierhilfe

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31267	Provisorisches Titan Abutment Mono	15,7 mm	0,7 mm	4,5 mm
31268	Provisorisches Titan Abutment Multi			
31332	Provisorisches Titan Abutment Mono – zementierte Versorgung	10,7 mm	0,7 mm	3,8 mm
31241	Provisorisches Abutment-Set – Titan, NP			


Provisorisches Abutment Titan mit Neo Schraube NP



Anatomische Gingivaformer

Alle Gingivaformer enthalten eine Titanschraube

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C	D
31340	Anatomischer Gingivaformer – Mittlerer Schneidezahn	10mm	4mm	5,7mm	6,1mm
31341	Anatomischer Gingivaformer – Seitlicher Schneidezahn			5,2mm	5mm
31342	Anatomischer Gingivaformer – Eckzahn			6,3mm	5,3mm
31343	Anatomischer Gingivaformer – Prämolare			6,8mm	5,8mm
31344	Anatomischer Gingivaformer – Molar			7,8mm	7,3mm



Anatomische Gingivaformer



Finale Abutments

Präparierbare Titan Abutments


Präparierbare Titan Abutments werden mit Neo Abutmentschraube und Neo Laborschraube geliefert

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C	D	E
31280	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 0° – Mittlerer Schneidezahn	8,5mm	2,5mm	1,5mm	5,8mm	6,5mm
31281	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 15° – Mittlerer Schneidezahn					
31282	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 0° – Seitlicher Schneidezahn	8mm	2mm	1mm	5mm	5,1mm
31283	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 15° – Seitlicher Schneidezahn					
31284	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Seitlicher Schneidezahn	10mm	4mm	3mm	5,1mm	5,1mm
31285	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 15° – Seitlicher Schneidezahn					
31286	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Eckzahn	10mm	4mm	3mm	6,7mm	5,4mm
31305	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 0° – Prämolare					
31287	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Prämolare	9mm	3mm	3mm	6,9mm	5,7mm
31306	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 0° – Molar	7mm	2mm	1,5mm	7,8mm	7,1mm
31288	Präparierbares Titan Abutment 3 mm 0° – Molar	9mm	3mm	3mm	7,8mm	7,1mm
31201	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 0°, NP	8mm	2mm	1mm	4mm	
31202	Präparierbares Titan Abutment 1 mm 15°, NP					



Präparierbare Titan Abutments, Alternative Austrittsprofile

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C	D	E
31317	Präparierbares Titan Abutment 2 mm 0° – Breites Austrittsprofil <i>Enthält Neo Abutmentschraube, Heilungsabutments aus PEEK mit Neo Laborschraube. Kompatibel mit ProActive Tapered & ProActive Straight 5,0 und 5,5 mm mit der Chargennummer größer oder gleich 14646 sowie ProActive 6,0 und 6,5 Implantaten</i>	9mm	2mm	2mm	7,9mm	7,1mm
31318	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 0° – Schmales Austrittsprofil	8,5mm	2mm	1,5mm	4,4mm	4,5mm
31319	Präparierbares Titan Abutment 1,5 mm 15° – Schmales Austrittsprofil <i>Enthalten Neo Abutmentschraube und Neo Laborschraube. Nur für Implantate mit den Durchmessern 3,5 mm und 4,0 mm</i>					






Zirkon Abutments

Zirkon Abutments

Alle Zirkon Abutments enthalten den separaten Zirkonaufbau, NeoLink® Titan Mono, Neo Abutmentschraube und Neo Laborschraube

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C	D	E
31290	Zirkon Abutment – Mittlerer Schneidezahn	9 mm	2,5 mm	1,5 mm	5,8 mm	6,4 mm
31291	Zirkon Abutment – Seitlicher Schneidezahn				5,4 mm	5,1 mm
31292	Zirkon Abutment – Eckzahn				6,2 mm	5,8 mm
31293	Zirkon Abutment – Prämolare		2 mm	2 mm	6,4 mm	5,5 mm
31294	Zirkon Abutment – Molar		7,2 mm	6,7 mm		



Finale Restaurationen – Gusstechnik

NeoLink® Gold (Direkter Anguss)

NeoLinks aus Gold werden mit Neo Abutmentschraube, Neo Laborschraube und geraden Modellierhilfen geliefert.




19mm

NeoLink® Gold

Modellierhilfen

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31102	NeoLink® Gold Mono	4,0 mm	0,4 mm	4,5 mm
31103	NeoLink® Gold Multi			3,8 mm
31199	NeoLink® Gold Mono, NP inklusive NeoLink®, Neo Abutmentschraube, Neo Laborschraube NP und Satz anatomisch vorgeformter Modellierhilfen			



CoCr Abutment Mono

CoCr Abutment Multi

Modellierhilfe

20mm

CoCr Abutments (Indirekter Anguss)

CoCr Abutments enthalten Neo Abutmentschraube, Neo Laborschraube und Modellierhilfe

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31269	CoCr Abutment Mono	15,7 mm	0,7 mm	4,5 mm
31260	CoCr Abutment Multi			

Ausbrennbare Kunststoff-Abutments (Direkter Anguss)


31333, 31157 und 31266 enthalten gerade Modellierhilfen



Abutment ausbrennbar Mono

Anatomisch vorgeformte Modellierhilfen

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31333	Abutment ausbrennbar Mono – 2 Stück	15,7 mm	0,7 mm	4,5 mm
31157	Abutment ausbrennbar Multi – 2 Stück			
31266	Access Abutment ausbrennbar Multi – 2 Stück			




Mehrgliedrige verschraubte Versorgung

Access Abutments (nur für mehrgliedrige verschraubte Versorgungen)

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
<i>Alle Access Abutments enthalten: Abutment, vormontierte Einbringhilfe und Heilungsabutment</i>				
31238	Access Abutment 1,5 mm	1,5mm	4 mm	
31215	Access Abutment 3,0 mm	3mm		
31216	Access Abutment 4,0 mm	4mm		
31218	Access Abutment 6,0 mm	6mm		
31219	Access Abutment 10° 2,6 mm	2,6mm	4 mm	
31243	Access Abutment 10° 4,6 mm	4,6mm		
31221	Access Abutment 20° 2,6 mm	2,6mm		
31244	Access Abutment 20° 4,6 mm	4,6mm		
31223	Access Abutment 30° 2,9 mm	2,9mm		
31245	Access Abutment 30° 4,9 mm	4,9mm		
31225	Access Abformpfosten 8 mm und Replika <i>Inklusive Abformpfosten, Abformpfostenschraube, Replika, Verlängerungsrohrchen und Abformpfostenkappe</i>			
31366	Access Abformpfosten 13 mm und Replika			
90183	Intra-Oral Scan Abutment Neoss® Access (IO 1B-A)			
31226	Access NeoLink® Titan Multi	4,3mm	0,3mm	4,5mm
31227	Access NeoLink® Gold Multi <i>31226 und 31227 inklusive NeoLink®, Prothetik Schraube, Provisorische Schraube und vorgeformter Kunststoffkappe</i>	4,7mm	0,7mm	4,5mm






Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31334	Access Druckknopfanker 1 mm			
90207	Access Equator Abutment – Kit 0,5 mm			
90208	Access Equator Abutment – Kit 1,5 mm			
31301	Access Provisorisches Titan Abutment Multi <i>Inklusive provisorische Schraube und Modellierhilfe</i>	15,7mm	0,7mm	4,5mm
31229	Access Neo Prothetik Schraube, 1 Stück			
31257	Access Neo Provisorische Schraube, 5 Stück			
31265	Access Neo Laborschraube lang, 5 Stück			
31231	Access Replika, 5 Stück			
90192	Modellimplantat für gedruckte Modelle Neoss® Access			

Deckprothesenaufbauten

Neoss Equator Abutments

Alle Neoss Equator Abutment Kits: Abutment, Matrize mit schwarzem Verarbeitungseinsatz, Schutzring sowie je einen Retentionseinsatz mit Standard, starker, leichter und extra leichter Retention




Art. Nr.	Beschreibung
90201	Neoss Equator Abutment – Kit 1 mm
90202	Neoss Equator Abutment – Kit 2 mm
90242	Neoss Equator Abutment – Kit 2 mm, NP
90203	Neoss Equator Abutment – Kit 3 mm
90243	Neoss Equator Abutment – Kit 3 mm, NP
90204	Neoss Equator Abutment – Kit 4 mm
90244	Neoss Equator Abutment – Kit 4 mm, NP
90205	Neoss Equator Abutment – Kit 5 mm
90206	Neoss Equator Abutment – Kit 6 mm
90207	Access Equator Abutment – Kit 0,5 mm
90208	Access Equator Abutment – Kit 1,5 mm
90210	Neoss Equator Matrizen und Edelstahlgehäuse Set
90215	Neoss Equator Matrizen und Edelstahlgehäuse Set mit erweitertem Achsdivergenzausgleich
90211	Neoss Equator Retentionseinsatz, Standard Retention, Weiß 2 Stück (1,8 kg)
90212	Neoss Equator Retentionseinsatz, Starke Retention, Violett 2 Stück (2,7 kg)
90213	Neoss Equator Retentionseinsatz, Leichte Retention, Rosa 2 Stück (1,2 kg)
90214	Neoss Equator Retentionseinsatz, Extra leichte Retention, Gelb 2 Stück (0,6 kg)
90220	Neoss Equator Abformpfosten und Modellimplantat 2 Stück
90222	Neoss Equator Schutzring 10 Stück
90232	Neoss Equator Matrizeninstrument

Abutments für Deckprothesen

Artikel 31140 – 31143 mit Patrizenanalog

Art. Nr.	Beschreibung
31140	Druckknopfanker 1 mm
31141	Druckknopfanker 3 mm
31142	Druckknopfanker 4,5 mm
31143	Druckknopfanker 6 mm
31334	Access Druckknopfanker 1 mm
51124	Eindreher für Druckknopfanker
SF-434-9-A	LV SFE Retentionseinsatz gelb (normale Retention) – 6 Stück
SF-434-9-B	LV SFE Retentionseinsatz weiß (reduzierte Retention) – 6 Stück
SF-434-9-C	LV SFE Retentionseinsatz rot (starke Retention) – 6 Stück
AC-474-1	LV Einbringinstrument / 0,9 mm Sechskantschlüssel
SF-474-Q	LV SFE Platzhalter – 6 Stück
SF-444-3TI	LV SFE Gehäuse Titan – 6 Stück



Steg Abutments


Art. Nr.	Beschreibung
31168	Steg Abutment – Gold <i>Inklusive Abutment, Neo Abutmentschraube und Neo Laborschraube</i>
31261	Stegabutment Titan 14 mm <i>Inklusive Neoss Abutmentschraube und Laborschraube</i>

Deckprothese LOCATOR®

LOCATOR®-Bestellungen können zusätzliche Vorlaufzeit erfordern.

Art. Nr.	Beschreibung
08260	LOCATOR® Eindrehinstrument für die Ratsche, manuell, 15 mm (35 Ncm)
08393	LOCATOR® Hauptinstrument (Core Tool) 100 mm
08451	1.0 mm LOCATOR® Abutment für Neoss 4.1 mm
08452	2.0 mm LOCATOR® Abutment für Neoss 4.1 mm
08453	3.0 mm LOCATOR® Abutment für Neoss 4.1 mm
08454	4.0 mm LOCATOR® Abutment für Neoss 4.1 mm
08455	5.0 mm LOCATOR® Abutment für Neoss 4.1 mm
08456	6.0 mm LOCATOR® Abutment für Neoss 4.1 mm
08505	LOCATOR® Abformpfosten (4 Stück)
08519-2	LOCATOR® Prozesspackung (2 Stück)
08524	LOCATOR® Retentionseinsatz, transparent 4 Stück (2,27 kg)
08527	LOCATOR® Retentionseinsatz, leichte Retention, pink 4 Stück (1,36 kg)
08529	LOCATOR® Retentionseinsatz, extra leichte Retention, blau 4 Stück (0,68 kg)
08530	LOCATOR® 4-mm-Analog (4 Stück)
08547	LOCATOR® Retentionseinsatz, erweiterter Bereich, grün 4 Stück (1,82 kg)
08548	LOCATOR® Retentionseinsatz, erweiterter Bereich, rot 4 Stück (0,23 kg)
08913	LOCATOR® Eindrehinstrument, maschinell, 23 mm






Abformpfosten und Modellimplantat



Abformpfosten offener Löffel und Modellimplantat



Abformpfosten und Modellimplantat



Access Abformpfosten und Replika



Abformpfostenkappe, geschlossene Abformung



Kunststoffhülse offene Abformung



Access Replika



Modellimplantat, SP



Modellimplantat, NP



Polierschutz

Abformung & Modellanaloge

Abformpfosten

Art. Nr. Beschreibung

31170	Abformpfosten 8 mm und Modellimplantat
31145	Abformpfosten 11 mm und Modellimplantat
31183	Abformpfosten 18 mm und Modellimplantat <i>31170, 31145 und 31183 inklusive Abformpfosten, Abformpfostenschraube, Verlängerungsröhrchen, Abformpfostenkappe, Modellimplantat</i>
31302	Abformpfosten 8 mm offener Löffel und Modellimplantat
31185	Abformpfosten 13 mm offener Löffel und Modellimplantat <i>31302 und 31185 inklusive Abformpfosten, Abformpfostenschraube, Verlängerungsröhrchen und Modellimplantat</i>
31197	Abformpfosten 11 mm und Modellimplantat, NP <i>Inklusive Abformpfosten, Abformpfostenschraube, Verlängerungsröhrchen, Abformpfostenkappe, Modellimplantat</i>
31366	Access Abformpfosten 13 mm und Replika
31186	Ersatz Abformpfostenkappe, geschlossene Abformung, 10 Stück
31262	Ersatz Kunststoffhülse, 20 Stück

Modellanaloge

Art. Nr. Beschreibung

31231	Access Replika, 5 Stück
31146	Modellimplantat, 5 Stück
31198	Modellimplantat, NP, 5 Stück
31304	Modellimplantat, NP, 1 Stück
31166	Polierschutz, 1 Stück <i>Auch als breiteres Modellimplantat passend zu 31317</i>

Schrauben

Art. Nr. Beschreibung

31258	Neo Abutmentschraube, SP, 1 Stück
31259	Neo Abutmentschraube, SP, 5 Stück
31240	Neo Abutmentschraube Titan, NP, 1 Stück
31149	Neo Laborschraube, SP, 5 Stück
31239	Neo Laborschraube, NP, 1 Stück
31303	Neo Laborschraube, lang, SP, 5 Stück
31347	iGO Abutmentschraube, SP – 1 Stück
31349	iGO Abutmentschraube, NP – 1 Stück
31348	Access iGO Prothetik Schraube, 1 Stück
31350	iGO Laborschraube, SP – 1 Stück
31352	iGO Laborschraube, NP – 1 Stück
31351	Access iGO Laborschraube lang, 1 Stück
31229	Access Neo Prothetik Schraube, 1 Stück
31257	Access Neo Provisorische Schraube, 5 Stück
31265	Access Neo Laborschraube lang, 5 Stück

Neo = Neoss Standard
Schrauben /
Schraubendreher




Die Instrumente, die *Sie brauchen*

Bohrer

Art. Nr. Beschreibung

41153	Rosenbohrer Ø1,8 mm
41152	Positionierungsbohrer Ø1,5 mm × 3/5/7 mm
41170	Pilotbohrer Ø2,2/3,0 mm
41154	Spiralbohrer, Straight Ø2,2 × 7 – 17 mm
41156	Spiralbohrer, Straight Ø2,85 × 7 – 17 mm
41157	Spiralbohrer, Straight Ø3,0 × 7 – 17 mm
41158	Spiralbohrer, Straight Ø3,2 × 7 – 17 mm
41159	Spiralbohrer, Straight Ø3,4 × 7 – 17 mm
41160	Spiralbohrer, Straight Ø3,6 × 7 – 17 mm
41161	Spiralbohrer, Straight Ø3,9 × 7 – 17 mm
41162	Spiralbohrer, Straight Ø4,1 × 7 – 17 mm
41163	Spiralbohrer, Straight Ø4,4 × 7 – 17 mm
41164	Spiralbohrer, Straight Ø4,6 × 7 – 17 mm
41165	Spiralbohrer, Straight Ø4,9 × 7 – 17 mm
41166	Spiralbohrer, Straight Ø5,1 × 7 – 17 mm



Einmalgebrauch

41205	Spiralbohrer, Straight Ø6,0 × 7 – 11 (13) mm	
41193	Bohrersatz, Straight Implantate Ø3,5 – 5,0 <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9 und 4,4</i>	
41172	Spiralbohrer, Tapered Ø3,0 × 7 – 17 mm	1,9mm
41173	Spiralbohrer, Tapered Ø3,4 × 7 – 17 mm	2,3mm
41174	Spiralbohrer, Tapered Ø3,9 × 7 – 17 mm	2,8mm
41175	Spiralbohrer, Tapered Ø4,4 × 7 – 17 mm	Ø 3,3mm
41176	Spiralbohrer, Tapered Ø4,9 × 7 – 17 mm	3,8mm
41206	Spiralbohrer, Tapered Ø5,5 × 7 – 17 mm	4,3mm
41204	Spiralbohrer, Tapered Ø5,5 × 7 – 11 (13) mm	4,3mm



41192	Bohrersatz, Tapered Implantate Ø3,5 – 5,0 <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2 S, 3,0 T, 3,4 T, 3,9 T und 4,4 T</i>
41177	Bohrersatz, Edge Implantate Ø3,5 – 5,0 <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2 S, 3,0 T, 3,4 T, 3,9 T und 4,4 T</i>

Einpatientenbohrer - Neoss Bohrer sind für den Einmalgebrauch vorgesehen und werden steril und gebrauchsfertig geliefert. Sollte die sterile Verpackung beschädigt sein, können die Bohrer auch resterilisiert werden. Siehe auch 10514.

41142	Bohrstopp 7 mm Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9 und 4,4 mm
41143	Bohrstopp 9 mm Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9 und 4,4 mm
41144	Bohrstopp 11 mm Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9 und 4,4 mm
41145	Bohrstopp 13 mm Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9 und 4,4 mm
41146	Bohrstopp 15 mm Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9 und 4,4 mm



Mehrfachnutzung

41215	Spiralbohrer, Straight Ø2,2 × 7 – 17 mm
41216	Spiralbohrer, Straight Ø2,85 × 7 – 17 mm
41217	Spiralbohrer, Straight Ø3,0 × 7 – 17 mm
41218	Spiralbohrer, Straight Ø3,2 × 7 – 17 mm
41219	Spiralbohrer, Straight Ø3,4 × 7 – 17 mm
41220	Spiralbohrer, Straight Ø3,6 × 7 – 17 mm
41221	Spiralbohrer, Straight Ø3,9 × 7 – 17 mm
41222	Spiralbohrer, Straight Ø4,1 × 7 – 17 mm
41223	Spiralbohrer, Straight Ø4,4 × 7 – 17 mm
41224	Spiralbohrer, Straight Ø4,6 × 7 – 17 mm
41225	Spiralbohrer, Straight Ø4,9 × 7 – 17 mm
41226	Spiralbohrer, Straight Ø5,1 × 7 – 17 mm



Spiralbohrer, Straight – Kurz



Spiralbohrer, Tapered – Kurz



Versenkbohrer



Versenkbohrer, Straight




Versenkbohrer, Tapered



Versenkbohrer, Edge



Gewindeschneider



Formfräse



Knochenentferner Deckschraube

Art. Nr. Beschreibung

41233	Bohrersatz, Straight Implantate Ø3,5 – 5,0 <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9 und 4,4</i>	
41184	Bohrersatz, Straight – Kurz 7 – 13 mm <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2, 3,0, 3,4, 3,9, 4,4 und 4,9</i>	
41227	Spiralbohrer, Tapered Ø3,0×7 – 17 mm	1,9 mm
41228	Spiralbohrer, Tapered Ø3,4×7 – 17 mm	2,3 mm
41229	Spiralbohrer, Tapered Ø3,9×7 – 17 mm	2,8 mm
41230	Spiralbohrer, Tapered Ø4,4×7 – 17 mm	3,3 mm
41231	Spiralbohrer, Tapered Ø4,9×7 – 17 mm	3,8 mm
41232	Spiralbohrer, Tapered Ø5,5×7 – 17 mm	4,3 mm
41235	Bohrersatz, Tapered Implantate Ø3,5 – 5,0 <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2S, 3,0T, 3,4T, 3,9T und 4,4T</i>	
41191	Bohrersatz, Tapered – Kurz 7 – 13 mm <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2S, 3,0T, 3,4T, 3,9T, 4,4T, und 4,9T</i>	
41236	Bohrersatz, Edge Implantate Ø3,5 – 5,0 <i>Enthält Spiralbohrer Ø2,2S, 3,0T, 3,4T, 3,9T und 4,4T</i>	
41139	Versenkbohrer, Straight Ø3,25	2,7 mm
41110	Versenkbohrer, Straight Ø3,5	2,9 mm
41111	Versenkbohrer, Straight Ø4,0	3,3 mm
41112	Versenkbohrer, Straight Ø4,5	3,5 mm
41133	Versenkbohrer, Straight Ø5,0	4,3 mm
41127	Versenkbohrer, Straight Ø5,5	4,7 mm
41178	Versenkbohrer, Tapered Ø3,5	2,0 mm
41179	Versenkbohrer, Tapered Ø4,0	2,8 mm
41180	Versenkbohrer, Tapered Ø4,5	3,3 mm
41181	Versenkbohrer, Tapered Ø5,0	3,7 mm
41182	Versenkbohrer, Tapered Ø5,5	4,2 mm
41210	Versenkbohrer, Edge Ø3,5	1,8 mm
41211	Versenkbohrer, Edge Ø4,0	2,6 mm
41212	Versenkbohrer, Edge Ø4,5	3,0 mm
41213	Versenkbohrer, Edge Ø5,0	3,5 mm
41202	Versenkbohrer Ø6,0	4,8 mm
41201	Versenkbohrer Ø6,5	5,2 mm
41113	Gewindeschneider Ø3,5	
41114	Gewindeschneider Ø4,0	
41115	Gewindeschneider Ø4,5	
41134	Gewindeschneider Ø5,0	
41126	Gewindeschneider Ø5,5	
41140	Gewindeschneider Ø3,25	
41237	Formfräse Ø5,1 mm, SP	
41238	Formfräse Ø6,6 mm, SP	
41239	Formfräse Ø4,1 mm, NP	
41240	Knochenentferner Deckschraube, SP	
41241	Knochenentferner Deckschraube, NP	


Mehrfachnutzung

Trays

Chirurgische und prothetische Trays

Art. Nr. Beschreibung

51189	Neoss Chirurgie-Prothetik-Tray – ProActive® Edge
51188	Neoss Chirurgie-Prothetik-Tray – ProActive® Tapered
51187	Neoss Chirurgie-Prothetik-Tray – ProActive® Straight



Trays und Instrumentensätze

Art. Nr. Beschreibung

51180	Neoss Prothetik Box – Neo
51181	Neoss Prothetik Set – Neo <i>Enthält: Neoss Prothetik Box, Ratsche, Maschinelles Schraubendreher 22 mm und 32 mm, Schraubendreher 15 mm und Handgriff für Maschineninstrumente</i>
41151	Chirurgisches Instrumententray <i>Inklusive 41120, 51118, 51119, 51144, 51139, 51140, 51125 und 51126</i>
51186	Box für das Neoss ProActive® Implantatsystem
41254	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Edge Implantate Ø3.5 – 5.0 <i>Einweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41177, 41210, 41211, 41212, 41213, 41237, 41238, 41240, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 und 51190</i>
41253	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Edge Implantate Ø3.5 – 5.0 <i>Mehrweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41236, 41210, 41211, 41212, 41213, 41237, 41238, 41240, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51189 und 51190</i>
41252	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Tapered Implantate Ø3.5 – 5.0 <i>Einweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41192, 41158, 41160, 41162, 41164, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 und 51190</i>
41251	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Tapered Implantate Ø3.5 – 5.0 <i>Mehrweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41235, 41218, 41220, 41222, 41224, 41237, 41238, 41240, 41178, 41179, 41180, 41181, 41151, 41153, 41152, 41170, 51121, 51137, 51141, 51186, 51188 und 51190</i>
41248	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Straight Implantate Ø3.5 – 5.0 <i>Einweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41193, 41158, 41160, 41162, 41164, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 und 51190</i>
41247	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Straight Implantate Ø3.5 – 5.0 <i>Mehrweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41233, 41218, 41220, 41222, 41224, 41110, 41111, 41112, 41133, 41151, 41170, 41153, 41152, 41237, 41238, 41240, 51121, 51137, 51141, 51186, 51187 und 51190</i>
41250	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Straight Implantate NP Ø3.25 <i>Einweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41154, 41156, 41157, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 und 51187</i>
41249	Bohrer-/Chirurgie-Kit, Straight Implantate NP Ø3.25 <i>Mehrweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41215, 41216, 41217, 41139, 51142, 51145, 41241, 41239, 41170, 41153, 41152, 51121, 51137, 41120, 51144, 51125, 51139, 51140, 51141, 51126, 51190, 51186 und 51187</i>
41256	Bohrer-/Chirurgie-Zusatzkit, Straight Implantate Ø3.25 <i>Einweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41156, 41239, 41241, 41139, 51142 und 51145</i>
41255	Bohrer-/Chirurgie-Zusatzkit, Straight Implantate Ø3.25 <i>Mehrweg-Spiralbohrer. Inklusive Art.-Nr. 41216, 41239, 41241, 41139, 51142 und 51145</i>





Neoss® Guide-Set



Neoss® Guide -
Einbringpfosten



Neoss® Guide -
Hülsen



Implantateindreher

Guide

Art. Nr. Beschreibung

51154	Neoss® Guide-Set Ø3,5 – Ø6,0 <i>(für Neoss Implantate Ø3,5–6,0 mm und 7–15 mm Längen) Inklusive 5×Neoss® Guide Bohrerstopps; 2×Versenkbohrerstopps; 4×Einbringpfosten für Hülsen Ø5,0/S9; 2×Einbringpfosten für Hülsen Ø6,0/S9; 7×Bohrerführungsschlüssel; 3×Bohrerführungsschlüsseladapter; 1×Bohrerführungsschlüsseladapterhalter. Ersatzteile erhältlich, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.</i>
51173	Neoss® Guide – Einbringpfosten für Hülse SP, Ø5,0 S9, 2 Stück
51174	Neoss® Guide – Einbringpfosten für Hülse SP, Ø6,0 S9, 2 Stück
51156	Neoss® Guide – Hülsen Ø5,0; 10 Stück
51157	Neoss® Guide – Hülsen Ø6,0; 5 Stück
51155	Neoss® Guide – Implantateindreher, SP <i>Nur für die teilweise geführte Chirurgie! Siehe Verarbeitungsanleitung!</i>

S9 = 9 mm Abstand des Oberrands der Führungshülse zum Implantat.

Neoss® Guide Kit – Ersatzteile

Art. Nr. Beschreibung

51160	Neoss® Guide – Bohrstopp I
51161	Neoss® Guide – Bohrstopp II
51162	Neoss® Guide – Bohrstopp III
51163	Neoss® Guide – Bohrstopp IV
51164	Neoss® Guide – Bohrstopp V
51165	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüssel Ø2,2/2,85
51166	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüssel Ø3,0/3,2
51167	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüssel Ø3,4/3,6
51168	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüssel Ø3,9/4,1
51169	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüssel Ø4,4/4,6
51170	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüssel Ø4,9/5,1
51178	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüssel Ø5,5
51171	Neoss® Guide – Versenkbohrerstopp für Hülse Ø5,0
51172	Neoss® Guide – Versenkbohrerstopp für Hülse Ø6,0
51176	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüsseladapter – 2 Stück
51177	Neoss® Guide – Bohrerführungsschlüsseladapterhalter
51158	Führungshülsen Ø2,2 – 10 Stück



Bohrstopp

Bohrerführungsschlüssel

Versenkbohrerstopp für Hülse

Führungshülsen

Bohrerführungs-
schlüsseladapter

Bohrerführungsschlüsseladapterhalter

Demo-Kit

Art. Nr. Beschreibung

61150	Makromodellsatz <i>Enthält Neoss Straight, Tapered und Edge Implantate, Implantateindreher, Schraubendreher, Abutmentschraube, NeoLink®-Abutment, Ästhetisches Heilungsabutment mit ScanPeg und Krone</i>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Makromodellsatz

Instrumente

Art. Nr. Beschreibung

51137	Implantateindreher, SP 17 mm
51118	Implantateindreher, SP 22 mm
51119	Implantateindreher, SP 32 mm
51145	Implantateindreher, NP 24 mm
51142	Implantateindreher, NP 32 mm
51139	Neo Maschinelles Schraubendreher 22 mm
51140	Neo Maschinelles Schraubendreher 32 mm
51141	Neo Schraubendreher 15 mm
51183	iGO Maschinelles Schraubendreher 22 mm
51184	iGO Maschinelles Schraubendreher 32 mm
51125	Tiefenmesslehre, 4 Stück
41120	Bohrerverlängerer
51190	Tiefenmesssonde
51121	Ratsche
51126	Handgriff für Maschineninstrumente
51191	Manueller Handgriff – groß
51144	Implantateindreher Ratschenadapter
51149	Winkelmesshilfe, SP
90138	Prothetikhalter
41214	Röntgenschablone ProActive Edge Implantate
41119	Röntgenschablone ProActive Straight Implantate
41183	Röntgenschablone ProActive Tapered Implantate
41203	Röntgenschablone Ø6,0 Implantate
41200	Röntgenschablone Ø6,5 Implantate

Neo = Neoss Standard
Schrauben /
Schraubendreher



Chirurgisches Zubehör

Neoss Penguin^{RFA}

Art. Nr. Beschreibung

90300	Neoss Penguin ^{RFA} Instrument <i>Inklusive Neoss Penguin^{RFA}, Neoss MultipegTM Eindrehler, Ladegerät mit Netzadapter</i>
90307	Neoss Penguin ^{RFA} sterile Abdeckung – 20 Stück
90306	Neoss Multipeg TM Eindrehler
90310	Multipeg TM 18, Neoss SP
90311	Multipeg TM 19, Neoss NP
90312	Multipeg TM 52, Neoss Access

Multipegs sind für weitere Marken verfügbar, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung



Übersicht der prothetischen Lösungen mit Standard (SP) und schmaler (NP) Plattform

Übersicht der prothetischen Lösungen für Implantate der Durchmesser 3,25 bis 6,5 mm

		Einheiten		Befestigung		Implantat-plattform		Niveau		Material					Abgewinkelter Schrauben-zugangskanal	Esthetilinie	
		Mono	Multi	Zementierte Versorgung	Verschraubte Versorgung	SP	NP	Implantat-niveau	Abutment-niveau	Ti	ZrO	Gold	CoCr	Polymer			
Provisorische Versorgung	Provisorisches Titan Abutment	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑							
	Anatomischer Gingivaformer	☑		☑	☑	☑		☑					☑			☑	
Finale Restauration	Analoge Fertigung	Präparierbares Titan Abutment	☑		☑	☑	☑	☑	☑		☑						☑
		NeoLink® Titan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑							☑
		Zirkon Abutment	☑		☑	☑	☑		☑			☑					☑
		Access Abutment (0-30°)		☑		☑	☑		☑		☑						
	Digital	NeoBase® (SSC, ASC*)	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑					☑	☑
		TiBase	☑		☑	☑	☑	☑	☑		☑						
		Blanks	☑		☑	☑	☑	☑	☑		☑			☑			☑
		Individuelle Prothetik* Zentrale Fertigung	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑		☑	☑
	Gusstechnik	NeoLink® Gold	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑			☑				☑
		Abutment ausbrennbar	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑							
CoCr Abutment		☑	☑	☑	☑	☑		☑					☑				
Deckprothese	Equator Abutment		☑			☑	☑	☑	☑								
	Abutments für Deckprothesen		☑			☑		☑									
	Steg Abutment		☑			☑		☑									

* Verwenden Sie die iGO Abutmentschrauben und die iGO Schraubendreher für abgewinkelte Schraubenzugangskanäle, optional auch für gerade Schraubenzugangskanäle bei von Neoss gefräster Individueller Prothetik

Übersicht der Drehmoment- und Drehzahlempfehlungen

Neoss Implantat System Drehmomentempfehlungen (Ncm)

Implantate	Gewinde-schneider	Einheilung			Provisorien		Abformung	Finale Restauration							
		Deckschraube	Heilungs-abutment PEEK und Ästhetische Heilungs-abutments mit ScanPeg	Heilungs-abutment Titan	Anatomische Gingivaformer	Provisorisches Titan Abutment		Abform-pfosten-schraube	Neo Abutment-schraube	Access Abutment gerade & abgewinkelt	Neo Access Prothetik-schraube	Abutment für Druckknopf-verbinding		Equator Abutment	
45 Max	40-45	10 Max	10 Max	10 Max	20	20	10 Max	32*	32	20	auf Implantaten		auf Access	auf Implantaten	auf Access
											20	20	32	20	

* 35 Ncm optional für Fälle mit großer Belastung

Finale Versorgung mit iGO-Schrauben		
iGO Abutmentschraube, SP	iGO Abutmentschraube, NP	iGO Prothetikschrabe Access
32	20	20

Neoss Implantat System – Empfehlungen zu Bohr-/Insertionsgeschwindigkeiten (U/min.)

Bohrer	Gewindeschneider	Versenbohrer	Implantate	Knochenfräse
800-2000**	20	800	20 Max	40 Max

** geringere Geschwindigkeit bei Bohren größeren Durchmessers

Symbole, Namen und Abkürzungen



SP = Standard Plattform bei Implantaten der Durchmesser von 3,5 mm bis 6,5 mm

NP = Narrow Plattform (schmale Plattform) bei Implantaten mit dem Durchmesser 3,25 mm

iGO = Verwendung von iGO Abutmentschrauben und den iGO Schraubendrehern

Neo = Neoss Standard Schrauben und Schraubendreher

SSC = Straight Screw Channel = gerader Schraubzugangskanal

ASC = Angulated Screw Channel = abgewinkelter Schraubzugangskanal

Sie können Ihre Produkte jetzt online kaufen!

Die Produkte können unter **neoss.com** auch online bestellt werden.

Einige Produkte sind möglicherweise nicht für alle Märkte freigegeben und nur in begrenzten Stückzahlen oder gar nicht erhältlich. Wenden Sie sich bezüglich der Verfügbarkeit und der Preise bitte an Ihre Neoss Niederlassung.

Haftungsbeschränkung

Neoss Produkte dürfen nur gemäß Anweisung und Empfehlung des Herstellers verwendet werden.

Der Verwender von Neoss Produkten sollte überprüfen, ob sie für den jeweiligen Patienten und die Indikation geeignet sind.

Neoss lehnt ausdrücklich jegliche Haftung – ausgesprochen oder impliziert – ab und übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und/oder andere Beschädigung, die auf Grund oder in Verbindung mit falscher Einschätzung, unsachgemäßer praktischer Anwendung oder Platzierung der Neoss Produkte verursacht wurden.

Produktdarstellungen sind nicht maßstabsgetreu, Änderungen vorbehalten.

Alle Maße dienen nur zur Identifikation.

Urheberrechte, Konzeptionsrechte und Handelsmarken:

Dokumente, Software und Konzeptionen von Neoss dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Neoss Limited weder in vollem Umfang noch in Teilen nachgedruckt, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Neoss, das 'N' Logo, NeoGen, NeoLink, NeoLoc, NeoBase und Neoss ProActive sind eingetragene Warenzeichen der Neoss Group. NeoScan ist ein Warenzeichen der Neoss Group.


THE Graft™ ist eine Marke von Purgo Biologics Inc. Biotex® ist eine eingetragene Marke von Purgo Biologics Inc.

Elos Accurate ist ein eingetragenes Warenzeichen der Elos Medtech AB. LOCATOR® ist eine eingetragene Marke von ZEST IP Holdings, LLC U.S.



Digital Simplicity für Sie und Ihre Patienten

Ein einfacher digitaler Workflow in Ihrer täglichen Praxis spart Ihnen Zeit, erhöht die Vorhersagbarkeit und hilft Ihnen, die besten funktionellen und ästhetischen Ergebnisse für Ihre Patienten zu erzielen.




Möchten Sie Ihre Produkte 24/7 einkaufen?



Online
Store

Besuchen Sie unseren Online-Store!

Melden Sie sich noch heute in unserem **Online-Store** an, damit Sie keine tollen Angebote verpassen!



Kontaktinformationen

Unsere Niederlassungen

ARC SOLUTIONS

Arc Solutions
Box 13011
SE-250 13 Helsingborg
Schweden
T: +46 42 301 74 40
E: info@arcsolutions.se

AUSTRALIEN & NEUSEELAND

Neoss Australia Pty. Ltd
G04 Ground Floor North Tower
John Oxley Centre
339 Coronation Drive
Milton Qld 4064
Australia
Phone: +61 7 3216 0165
E: info.au@neoss.com

CHINA

Neoss China
7F, #303, Songhu Rd. (KIC Build #11)
Yangpu District
Shanghai, 200433
VR China
T: +86 21 80143135
E: china@neoss.com

DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH

Neoss GmbH
Im Mediapark 5b
50670 Köln
T: +49 221 96980 10
F: +49 221 96980 199
E: info@neoss.de

EUROPÄISCHE HÄNDLER

Neoss AG
The Circle 23
8058 Zurich-Airport
Schweiz
E: distributors@neoss.com

ITALIEN

Neoss Italia S.r.l.
Viale Certosa 138
IT-20156 Mailand
T: +39 02 92952 1
E: italia@neoss.info

NAHER OSTEN & AFRIKA Neoss Limited (DMCC BRANCH)

Unit 1505 Fortune Tower
Cluster C – JLT
Dubai
P.O. Box 64093
Vereinigte Arabische Emirate
E: info.mea@neoss.com

SCHWEDEN, DÄNEMARK & NORWEGEN

Neoss Norden AB
Arvid Wallgrens backe 20
SE-413 46 Göteborg
T: +46 31 88 12 80
E: info@neoss.se

VEREINIGTE STAATEN

Neoss Inc.
890 Winter Street, Suite 120
Waltham, MA 02451
T: +1 866 626 3677
F: +1 818 432 2640
E: marketingusa@neoss.com

VEREINIGTES KÖNIGREICH & IRLAND

Neoss Ltd
Windsor House
Cornwall Road
Harrogate
HG1 2PW
T: +44 1423 817 733
F: +44 1423 817 744
E: info@neoss.com

Unsere Vertriebspartner

BAHRAIN

Cigalah Gulf Medical
Building 670, Block 309, Road 919
Salmaniya, Bahrain
T: +973 17232170
E: support@cgmed.com
maha@cgmed.com

JAPAN

Neoss Japan Co.
Y101 Building 5F
No. 1-4 Kanda-Sudacho Chiyodaku
Tokyo 101-0041
T: 00 81 3 5289 3511
F: 00 81 3 5289 3512
E: info@neoss.co.jp

JORDANIEN

Advanced Intelligence for Medical Supplies & Equipment Ltd.
Al-Swefeiyeh Paris str
Alhusainy Complex
Amman 11196
Jordanien
T: +962 7 97389535
F: +962 6 5826797
E: fhaddam@advanceime.com

KATAR

Al Zahrawi Medical LLC
Building No. 36, Zone No. 39
Al Sadd Area, Street No.808
Doha, Katar, P.O. Box 63065
T: +974 4431 872
F: +974 44365216
E: info.qatar@zahrawigroup.com

KROATIEN

Medical Intertrade d.o.o
10431 Sveta Nedelja
Kroatien
T: +385 1 33 74 020
F: +385 1 33 36 035
E: dental@medical-intertrade.hr

KUWAIT

Dental Future Company
Salmiya Salem el Mabark street
Suhaib complex office 10
Kuwait City
Kuwait
T: +965 51155997
E: Info@dentalfuturekw.com

KÖNIGREICH SAUDI-ARABIEN

Tamer Group
Mohammad Ibn Abdul Wahab Street
Al Ammariya District
P.O. Box 180
Jeddah, 21411
Königreich Saudi-Arabien
T: +966 12 643 5600
F: +966 12 642 4141
E: alaa.wanly@tamergroup.com

LIBANON

I.S. Medical Supplies Sarl
5th Floor Makoukji Bldg.
St. Antonios Street, Jdeideh Maten
Lebanon
T: +961 365 22 43
E: info.ismedicals@gmail.com

MOROKKO

Promodentaire Sarl
58. Rue Omar Al Jadidi Rabat Morocco
T: +212 623 650 826
E: promo.dentsarl@gmail.com

NIEDERLANDE

Rotor, Medical Supplies B.V.
Rijksweg Zuid 51
NL-6071HV Swalmen
T: +31 46 481 12 02
F: +31 46 481 12 04
E: mail@rotor-medical.com

OMAN

Al Zahrawi Medical Supplies LLC.
Office No: 16 , Al Dar building opposite
Al Zubair automotive, street 61, Ghala
area.
Muscat, Oman
P.O. Box: 1627
T: +968 24587308
F: +968 24587487
E: info.oman@zahrawigroup.com

SCHWEIZ

Flexident AG
Amlehnstr. 22
CH-6010 Kriens
T: +41 41 3104020
E: contact@flexident.ch

SPANIEN

Formación, Gestión Y Rendimiento, S.L.
C. Nil Fabra 34-36.
Etslo 2 B
08012. Barcelona
Spanien
T: +34 931 408 770
E: info@fgdental.com

THAILAND

S.D. Tantavade Co., Ltd.
47 Samakkee 20, Samakkee Road Thasai
Muang
Nonthaburi 11000
Thailand
T: +66 2 952 4815 18
F: +66 2 952 4819
E: info@sdt1988.com

TÜRKEI

Dentmark Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi
Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney
Yanyol Cad.
No:2 Kuriş Kule Kat:3 D:52
Kartal-İstanbul PO: 34865
T: +90 216 417 4040
E: info@dentmark.com.tr

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (ABU DHABI)

Elwan Technical Supplies
Airport Street Abu Dhabi UAE
T: +971 26393292
E: info@elwandental.com

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (DUBAI & NÖRDLICHE EMIRATE)

Al Zahrawi Medical Supplies
1st Floor, Ford Middle East & Africa Building
Al Wasl Office Complex, Sheikh Zayed Road, Downtown
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
P.O. Box: 5973
T: +971 4 262 2728
F: +971 4 262 5506
E: info@zahrawigroup.com

ÄGYPTEN

Dental Future
Building No 5
Mohamed Hassanein Heikal
St. Off Abbas El Akkad Street
1st Floor Flat 3
Cairo, Ägypten
T: +20 109 6696449
E: mahmod@dentalfuturekw.com

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website unter www.neoss.com

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Außendienst, um Einzelheiten zur Produktverfügbarkeit zu erfahren. Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich.