



La soluzione per impronte digitali *al giusto prezzo!*

NeoScan™ 1000



Intelligent Simplicity

Veloce, preciso e *di facile utilizzo*

Lo scanner intraorale NeoScan™ 1000 è veloce, preciso e di facile utilizzo e offre un flusso di lavoro flessibile, per risparmiare tempo e denaro.

- ✓ Facile da utilizzare
- ✓ Scansione rapida e precisa
- ✓ Sistema aperto - impianti, protesi e ortodonzia
- ✓ Prezzo interessante e nessun costo di licenza

La connessione semplificata tramite cavo USB consente di condividere lo scanner tra le poltrone odontoiatriche del tuo studio. Non è necessaria alcuna sorgente di alimentazione separata.

Questo scanner di facile utilizzo è ciò che serve al tuo studio. Gli aspetti migliori di NeoScan 1000 sono il prezzo giusto e nessun costo di licenza!



L'odontoiatria digitale *semplificata*

Con l'acquisto di NeoScan 1000 sono inclusi il software NeoPro e il servizio cloud NeoConnect senza licenze aggiuntive o costi di archiviazione nel cloud.

Software NeoPro™

NeoPro facilita e velocizza le impronte digitali. Si tratta di un sistema aperto senza costi di licenza software. Comprende, tra l'altro, la gestione della cronologia delle scansioni, promemoria intelligenti e aggiornamenti software gratuiti.



- ✓ Scansione ottimizzata di superfici metalliche/lucide
- ✓ Rilevamento automatico delle linee di margine
- ✓ Istantanee del quadrante per allineatori
- ✓ Analisi occlusale e controllo dei sottosquadri

Servizio cloud NeoConnect™

NeoConnect è studiato per potenziare l'efficienza del flusso di lavoro. Offre un processo ottimizzato, efficiente e sicuro per il trasferimento dei dati e la comunicazione con il laboratorio.



- ✓ Nessun costo di archiviazione/cloud (fino a 15 GB in clinica, 5 GB in laboratorio)
- ✓ Aggiungi tutti i dati del paziente di cui hai bisogno
- ✓ Processo ottimizzato con i tuoi partner di laboratorio
- ✓ Conformità completa per la privacy dei dati



L'unico device per la presa d'impronta digitale di cui hai bisogno!


È possibile utilizzare NeoScan 1000 per le esigenze legate alle impronte digitali. Genera file nei formati comuni STL e PLY, standard del settore e ampiamente accettati nei sistemi aperti.

Protesi su impianto

Sistema aperto per impronte implantari digitali

Allineatori trasparenti

Per la progettazione di modelli 3D (formato STL/PLY)



Di livello pari o superiore agli scanner leader del settore




Michael Braian, PHD
Malmö, Svezia

Il grafico bullet del Dott. Michael Braian mostra il confronto della precisione inter-cilindrica su un modello dentato. Dimostra che NeoScan 1000 è di livello pari o superiore rispetto agli scanner leader di settore attualmente disponibili in commercio. Per saperne di più, guarda la sua presentazione tenuta durante Neoss Integrate 2022.



Webinar



Caso clinico

Flusso di lavoro completamente digitale con il pilastro di guarigione estetico con ScanPeg, scansione intraorale con NeoScan 1000 e progettazione CAD della ricostruzione protesica personalizzata. Guarda il caso per saperne di più.



Caso clinico



Marcus Dagnelid, DDS
Specialista in protesi dentaria
Göteborg, Svezia



Figura 1. Impianto Neoss ProActive Edge in posizione 14 con pilastro di guarigione estetico.



Figura 2. ScanPeg montato sul pilastro di guarigione estetico. La scansione intraorale viene eseguita con NeoScan 1000.




Figura 3. Il file di scansione viene inviato al laboratorio per la realizzazione della protesi definitiva.



Figura 4. Protesi definitiva, pilastro e corona personalizzati, al momento del posizionamento.

Semplicità digitale per te e i tuoi pazienti



Assortimento e garanzie

N. art.	Descrizione
91000	Scanner intra-orale NeoScan™ 1000 <i>Include manipolo, 4 puntali (2 x S, 2 x L), set di supporto, manuali, valigetta Le estensioni di garanzia sono acquistabili separatamente</i>
91012	NeoScan™ 1000 – Puntale L TP102N (2 pz.) <i>Include 2 puntali L</i>
91013	NeoScan™ 1000 – Puntale S TP103N (2 pz.) <i>Include 2 puntali S</i>
91022	Trolley per Scanner intra-orale

Le librerie digitali sono disponibili all'indirizzo
<https://www.neoss.com/it/cad-libraries>

N. art.	Descrizione
91024	NeoScan™ 1000 – Estensione di garanzia – 1 anno
91026	NeoScan™ 1000 – Estensione di garanzia – 2 anni
91027	NeoScan™ 1000 – Estensione di garanzia – 3 anni

ITALY OFFICE

Neoss Italia S.r.l

Viale Certosa 138, I-20156 Milano

T: +39 02 92952 1

E: italia@neoss.info

E: NeoScan:neoscan.support.it@neoss.com

Per assistenza, visita la nostra pagina Web:

neoss.com/it/neoscan1000

Assistenza clienti NeoScan: +39 (0)2 92952400

Rivolgiti al rappresentante locale per i dettagli sulla disponibilità del prodotto. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i mercati.

15092_1 IT 23-02 © Neoss Group, 2023. I copyright, i diritti su design e i marchi registrati, i documenti, i software e i design di Neoss non possono essere ristampati, copiati o pubblicati, integralmente o parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di Neoss. Neoss e il logo N sono marchi registrati di Neoss Group. NeoScan™, NeoPro™ e NeoConnect™ sono marchi registrati di Neoss Group.