




Din lösning för digitala avtryck
till rätt pris!

NeoScan™ 1000



Intelligent Simplicity

Snabb, exakt och *lätt* *att använda*

NeoScan™ 1000 är en snabb, exakt och lättanvänd intraoral skanner som möjliggör ett flexibelt arbetsflöde som sparar tid och pengar.

- ✓ Lätt att använda
- ✓ Snabb och exakt skanning
- ✓ Öppet system – implantat, proteser och ortodonti
- ✓ Bra pris och inga licensavgifter

Den förenklade USB-kabelanslutningen ger dig möjlighet att flytta skannern mellan tandläkarstolar på praktiken. Ingen separat strömkälla behövs.

Det här den lättanvända skannern som din praktik behöver. Det bästa av allt är att NeoScan 1000 har ett bra pris och inga licensavgifter!



Digital tandvård *på ett enkelt sätt*

När du köper NeoScan 1000 ingår NeoPro-programmet och NeoConnect-molntjänsten utan ytterligare licens- eller molnlagringsavgifter.

NeoPro™ program

NeoPro tar digitala avtryck snabbt och lätt. Det är ett öppet system utan programlicensavgifter. Det inkluderar bland annat hantering av skanningshistorik, smarta påminnelser och kostnadsfria programuppdateringar.



- ✓ Optimerad skanning av metall-/blanka ytor
- ✓ Automatisk detektering av preparationsgränser
- ✓ Ögonblickliga kvadrantbilder för tandregleringssystem
- ✓ Ocklusal analys och kontroll av underskär

NeoConnect™ molntjänst

NeoConnect är utformad för att göra arbetsflödet mer effektivt. Det utgör en sömlös, effektiv och säker process för dataöverföring och kommunikation med laboratoriet.



- ✓ Inga avgifter för lagring/moln (upp till 15 GB klinik, 5 GB labb)
- ✓ Lägg till alla patientdata du behöver
- ✓ Helt integrerad process med labbpartners
- ✓ Uppfyller datasekretess fullt ut



Den enda skannern du behöver!

Du kan använda NeoScan 1000 för de flesta digitala avtryck. Den genererar vanliga STL- och PLY-filformat. Dessa format är branschstandard och allmänt accepterade i de flesta öppna system.

Implantatprotetik

Öppet system för digitala implantatavtryck

DISTANSER,
BROAR
OCH SKENOR



Clear aligners

För design av 3D-modeller (STL-/PLY-format)

DIGITAL
ORTODONTI



KRONOR OCH
BROAR MED
FÖRBEREDELSE
PÅ TANDNIVÅ

Öppet system
för *Kronor &
Broar*

För alla indikationer

NATTILLBEHÖR




*Bettskenor och
apné-skenor*

För design av 3D-modeller (STL-/PLY-format)

NeoConnect™

Integrerad
molntjänst

För hantering av patienter
och labbpartners



Bättre än eller lika bra som branschledande skannrar




Michael Braian, PHD
Malmö, Sverige

Dr Michael Braians punktdiagram visar jämförelsen av precision mellan olika cylindrar på en tandmodell. Det visar att NeoScan 1000 är bättre än eller lika bra som branschledande skannrar på marknaden idag. Se hans presentation från Neoss Integrate 2022 för att lära dig mer.



Webbseminarium



Kliniskt fall

Helt digitalt arbetsflöde med hjälp av Estetisk Läckdistans med ScanPeg, intraoral skanning med NeoScan 1000 och CAD-design av den skräddarsydda protetiken.



Kliniskt fall



Dr. Marcus Dagnelid
Specialist i protetik
Göteborg, Sverige



Bild 1. Ett Neoss ProActive Edge-implantat i position 14 med en Estetisk Läckdistans.



Bild 2. ScanPeg är monterad på en Estetisk Läckdistans. Intraoral skanning utförs med NeoScan 1000.




Bild 3. Skanningsfilen skickas till laboratoriet för tillverkning av den slutliga protetiken.



Bild 4. Slutlig protetik, anpassad distans och krona, vid placerings-tillfället.

Digital Enkelhet för dig och dina patienter



Sortiment och garantier

Art. Nr.	Beskrivning
91000	NeoScan 1000 Intraoral Scanner <i>Består av handstycke, 4 spetsar (2 x S, 2 x L), hållarset, handböcker, förvaringsväska</i> <i>Utökade garantier mot avgift</i>
91012	NeoScan 1000 Intraoral Scanner <i>Inkluderar 2 st spetsar L TP102N</i>
91013	NeoScan 1000 Intraoral Scanner <i>Inkluderar 2 st spetsar S TP103N</i>
91022	Vagn för intraoral skanner

Digitala bibliotek finns på

<https://www.neoss.com/en-gb/cad-libraries>

Art. Nr.	Beskrivning
91024	NeoScan 1000 – Garantiförlängning – 1 år (totalt 3 år)
91026	NeoScan 1000 – Garantiförlängning – 2 år (totalt 4 år)
91027	NeoScan 1000 – Garantiförlängning – 3 år (totalt 5 år)

SVERIGE, DANMARK, NORGE KONTORET

Neoss Norden AB

Arvid Wallgrens backe 20

SE-413 46 Göteborg

T: +46 (0)31 88 12 80

E: info@neoss.se

E NeoScan: neoscan.support.se@neoss.com

För support, besök vår hemsida:

[neoss.com/neoscan1000](https://www.neoss.com/neoscan1000)

NeoScan kundsupport: +46 423 110 485

Kontakta din lokala representant för information om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns inte i alla länder.

15094_1 SE 23-02 © Neoss Group, 2023. Upphovsrättigheter, designrättigheter och varumärken, Neoss-dokument, program och designer får inte tryckas på nytt, kopieras eller publiceras helt eller delvis utan Neoss skriftliga tillstånd. Neoss, N-logotypen och NeoScan™ är varumärken som tillhör Neoss Group.