


Optimierte Flexibilität mit einer großen Auswahl an Winkeln und Höhen

Access Abutments

Das Access Abutment ermöglicht die axiale, abgewinkelte und gerade Verlängerung des Implantats und erleichtert so die Bearbeitung und Restauration auf Abutmentebene statt direkt auf dem Implantat.


- ✓ **Ästhetisches niedriges Profil** - Vereint Stärke und Ästhetik mit einer einzigartigen internen Verbindung, die ein Minimum an interokklusaler Höhe erfordert.
- ✓ **Klinische Schraube im Abutment fixiert** – Unser patentiertes Design sichert die klinische Schraube im Abutment und verhindert so, dass sie sich löst und herausfällt.
- ✓ **Prothetische Flexibilität** - Option zwischen Restaurationsprotokoll auf Implantat- und Abutmentebene beim selben Fall, einschließlich der Verwendung eines Access Abutments mit interner Verbindung zur Änderung der Plattformhöhe oder des Plattformwinkels.





Access Abutments

Art.-Nr.	Beschreibung	A	B
<i>Alle Access Abutments umfassen ein Abutment und ein Heilungsabutment</i>			
31238	Access Abutment 1,5 mm	1,5 mm	4 mm
31215	Access Abutment 3,0 mm	3 mm	
31216	Access Abutment 4,0 mm	4 mm	
31218	Access Abutment 6,0 mm	6 mm	
31219	Access Abutment – 10° 2,6 mm	2,6 mm	4 mm
31243	Access Abutment – 10° 4,6 mm	4,6 mm	
31221	Access Abutment – 20° 2,6 mm	2,6 mm	
31244	Access Abutment – 20° 4,6 mm	4,6 mm	
31223	Access Abutment – 30° 2,9 mm	2,9 mm	
31245	Access Abutment – 30° 4,9 mm	4,9 mm	
31225	Access Abformpfosten 8 mm und Modellanalog <i>Beinhaltet Pfosten, Schraube, Modellanalog, Verlängerungsrohr für den Löffel für offene Abformtechnik und Kunststoffkappe für den Löffel für geschlossene Abformtechnik</i>		
31366	Access Abformpfosten 13 mm und Modellanalog		
90183	Scan Body Neoss® Access (IO 1B-A)		



Art.-Nr.	Beschreibung	A	B	C
31226	Access Ti NeoLink® Multi	4,3 mm	0,3 mm	4,5 mm
31227	Access Gold NeoLink® Multi <i>31226 und 31227 umfassen NeoLink®, eine Prothetikschrabe, eine provisorische/Laborschraube und eine Abformkappe</i>	4,7 mm	0,7 mm	4,5 mm
31334	Access Abutment für Deckprothese 1 mm			
90207	Access Neoss Equator Abutment-Tray 0,5 mm			
90208	Access Neoss Equator Abutment-Tray 1,5 mm			
31301	Access Provisional Ti Abutment Multi <i>Inklusive provisorischer/Laborschraube und geradem Pfosten</i>	15,7 mm	0,7 mm	4,5 mm
31266	Access Burnout Abutment Multi – 2 Stück <i>Inklusive geradem Pfosten</i>			

