


Flessibilità ottimizzata con una vasta gamma di angoli e altezze

Pilastri Access

Il pilastro Access offre un'estensione assiale, angolata e dritta all'impianto, facilitando la lavorazione e il restauro a livello del pilastro anziché direttamente sull'impianto.


- ✓ **Basso profilo estetico:** equilibrio tra resistenza ed estetica con un'esclusiva connessione interna che richiede un minimo di altezza interocclusale.
- ✓ **Vite clinica fissata all'interno del pilastro:** il nostro design brevettato fissa la vite clinica nel pilastro eliminando il rischio di caduta e perdita della vite.
- ✓ **Massima Flessibilità del Restauro:** possibilità di utilizzo di più opzioni per riabilitazioni protesiche sia a livello del pilastro sia direttamente sull'impianto. E' inoltre possibile utilizzare la soluzione con pilastro Access dotato di connessione interna per compensare angolazioni e spazi verticali limitati.





Pilastri Access

N. art.	Descrizione	A	B
<i>Tutti i pilastri Access includono un pilastro e un pilastro di guarigione</i>			
31238	Pilastro Access da 1,5 mm	1,5 mm	4 mm
31215	Pilastro Access da 3,0 mm	3 mm	
31216	Pilastro Access da 4,0 mm	4 mm	
31218	Pilastro Access da 6,0 mm	6 mm	
31219	Pilastro Access 10° da 2,6 mm	2,6 mm	4 mm
31243	Pilastro Access 10° da 4,6 mm	4,6 mm	
31221	Pilastro Access 20° da 2,6 mm	2,6 mm	
31244	Pilastro Access 20° da 4,6 mm	4,6 mm	
31223	Pilastro Access 30° da 2,9 mm	2,9 mm	
31245	Pilastro Access 30° da 4,9 mm	4,9 mm	
31225	Transfer da impronta Access da 8 mm e analoghi <i>Comprende transfer, vite, replica, tubo di prolunga per tecnica a cucchiaio aperto e cappuccio in plastica per tecnica a cucchiaio chiuso</i>		
31366	Transfer da impronta Access da 13 mm e analoghi		
90183	Scan Body Neoss® Access (IO 1B-A)		



N. art.	Descrizione	A	B	C
31226	NeoLink® in titanio Access Multi	4,3 mm	0,3 mm	4,5 mm
31227	NeoLink® in oro Access Multi <i>31226 e 31227 includono il NeoLink®, la vite protesica, la vite di laboratorio/provisorio Access ed una cappetta calcinabile in plastica</i>	4,7 mm	0,7 mm	4,5 mm
31334	Pilastro a pallina per Access 1 mm			
90207	Equator Kit Pilastro Access 0.5 mm			
90208	Equator Kit Pilastro Access 1.5 mm			
31301	Pilastro provvisorio Access Ti Multi <i>Incluye la vite di laboratorio/provisorio Access ed una cappetta calcinabile in plastica</i>	15,7 mm	0,7 mm	4,5 mm
31266	Pilastro calcinabile Access Multi – 2 pz. <i>Ogni confezione include due pilastri e due cappette calcinabili in plastica. Le viti non sono incluse</i>			

