

*Mehr als* nur eine TiBase

## NeoBase® Abutments

NeoBase: Das effiziente und flexible Ti-Base-Konzept von Neoss bietet Ihnen eine beispiellose Auswahl an Restaurationsoptionen, die sowohl für gerade (SSC) als auch für abgewinkelte Schraubenzugangskanäle (ASC) geeignet sind. Von Indikationen eines einzelnen Zahns bis hin zur vollständigen Zahnlosigkeit deckt NeoBase das gesamte Spektrum ab und liefert effiziente Lösungen sowohl für einfache als auch anspruchsvolle ästhetische Fälle. NeoBase sorgt für eine nahtlose Integration in Ihren Behandlungsplan.



- ✓ **Unübertroffene Flexibilität** – Wählen Sie aus einem breiten Spektrum an Restaurationsoptionen, von Indikationen eines einzelnen Zahns bis hin zur vollständigen Zahnlosigkeit, und erzielen Sie optimale Ergebnisse für Ihre Patienten.
- ✓ **Optimierte Effizienz** – Erleben Sie mit unserem EasyDigital-Workflow eine höhere Produktivität in Ihrem Labor, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
- ✓ **Original Neoss-Implantatverbindung** – Profitieren Sie von der bewährten Neoss-Implantatverbindung, die Ihnen Kompatibilität, Stabilität und Sicherheit garantiert.




## Sortiment

**NeoBase® Abutments SSC** (Straight Screw Channel = gerader

Schraubenzugangskanal) Auch als TiBase bezeichnet

Alle NeoBase® Abutments SSC enthalten Neo Abutmentschraube und Neo Laborschraube



Art.- Nr.	Beschreibung	Abutmenthöhe	Gingivahöhe	Durchmesser
31393	NeoBase Mono SSC G 0,3mm – H 3,6mm	3,9mm	0,3mm	4,5mm
31394	NeoBase Mono SSC G 1,5mm – H 3,6mm	5,1mm	1,5mm	
31395	NeoBase Mono SSC G 0,3mm – H 5,6mm	5,9mm	0,3mm	
31396	NeoBase Mono SSC G 1,5mm – H 5,6mm	7,1mm	1,5mm	
31397	NeoBase Multi SSC G 0,3mm – H 3,6mm	3,9mm	0,3mm	3,8mm
31398	NeoBase Mono SSC G 0,3mm – H 3,6mm, NP	3,9mm	0,3mm	
31399	NeoBase Mono SSC G 0,3mm – H 5,6mm, NP	5,9mm		
31400	NeoBase Multi SSC G 0,3mm – H 3,6mm, NP	3,9mm		

Inklusive Neo-Abutmentschraube NP und Neo-Laborschraube NP

**NeoBase® Abutments ASC** (Angulated Screw Channel = abgewinkelter

Schraubenzugangskanal) Auch als TiBase bezeichnet

Alle NeoBase® Abutments ASC enthalten iGO Abutmentschraube und iGO Laborschraube



Art.- Nr.	Beschreibung	Abutmenthöhe	Gingivahöhe	Durchmesser
31367	NeoBase Mono ASC G 0,3mm – H 3,6mm	3,9mm	0,3mm	4,5mm
31368	NeoBase Mono ASC G 1,5mm – H 3,6mm	5,1mm	1,5mm	
31369	NeoBase Mono ASC G 0,3mm – H 5,6mm	5,9mm	0,3mm	
31370	NeoBase Mono ASC G 1,5mm – H 5,6mm	7,1mm	1,5mm	
31371	NeoBase Multi ASC G 0,3mm – H 3,6mm	3,9mm	0,3mm	3,8mm
31372	NeoBase Mono ASC G 0,3mm – H 3,6mm, NP	3,9mm	0,3mm	
31373	NeoBase Mono ASC G 0,3mm – H 5,6mm, NP	5,9mm		
31374	NeoBase Multi ASC G 0,3mm – H 3,6mm, NP	3,9mm		

Inklusive iGO-Abutmentschraube NP und iGO-Laborschraube NP

CAD-Bibliotheken für 3Shape®- und exocad®-Software verfügbar. Scannen Sie zum Herunterladen den QR-Code.



CAD-Bibliotheken