

Non solo TiBase

## Pilastrini NeoBase®

NeoBase; il concetto Ti-Base efficiente e flessibile di Neoss offre una gamma impareggiabile di opzioni di restauro per canali della vite sia dritti (SSC) sia angolati (ASC). Dalle indicazioni per dente singolo a quelle per edentulia completa, NeoBase copre l'intero spettro, offrendo soluzioni efficienti per casi estetici sia semplici sia per quelli più impegnativi. NeoBase assicura una perfetta integrazione nel proprio piano di trattamento.

- ✓ **Flessibilità senza eguali:** scelta tra un'ampia gamma di opzioni di restauro, dalle indicazioni per dente singolo a quelle per edentulia completa, per ottenere risultati ottimali.
- ✓ **Efficienza semplificata:** il nostro flusso di lavoro EasyDigital consente una maggiore produttività in laboratorio senza compromettere la qualità.
- ✓ **Connessione implantare originale Neoss:** tutti i vantaggi dell'affidabile connessione implantare Neoss, che assicura compatibilità, stabilità e tranquillità della copertura della nostra garanzia.




### Assortimento

#### Pilastri NeoBase® SSC (canale di accesso della vite diritto)

Chiamati anche TiBase

Tutti i pilastri NeoBase® SSC includono la vite per pilastro Neo e la vite di laboratorio Neo



N. art.	Descrizione	Altezza pilastro	Altezza gengivale	Diametro
31393	NeoBase Mono SSC G0,3mm - H3,6mm	3,9mm	0,3mm	4,5mm
31394	NeoBase Mono SSC G1,5mm - H3,6mm	5,1mm	1,5mm	
31395	NeoBase Mono SSC G0,3mm - H5,6mm	5,9mm	0,3mm	
31396	NeoBase Mono SSC G1,5mm - H5,6mm	7,1mm	1,5mm	
31397	NeoBase Multi SSC G0,3mm - H3,6mm	3,9mm	0,3mm	3,8mm
31398	NeoBase Mono SSC G0,3mm - H3,6mm, NP	3,9mm	0,3mm	
31399	NeoBase Mono SSC G0,3mm - H5,6mm, NP	5,9mm		
31400	NeoBase Multi SSC G0,3mm - H3,6mm, NP	3,9mm		

Include la vite per pilastro Neo NP e la vite di laboratorio Neo NP

#### Pilastri NeoBase® ASC (canale di accesso della vite angolato)

Chiamati anche TiBase

Tutti i pilastri NeoBase® ASC includono la vite per pilastro iGO e la vite di laboratorio iGO



N. art.	Descrizione	Altezza pilastro	Altezza gengivale	Diametro
31367	NeoBase Mono ASC G0,3mm - H3,6mm	3,9mm	0,3mm	4,5mm
31368	NeoBase Mono ASC G1,5mm - H3,6mm	5,1mm	1,5mm	
31369	NeoBase Mono ASC G0,3mm - H5,6mm	5,9mm	0,3mm	
31370	NeoBase Mono ASC G1,5mm - H5,6mm	7,1mm	1,5mm	
31371	NeoBase Multi ASC G0,3mm - H3,6mm	3,9mm	0,3mm	3,8mm
31372	NeoBase Mono ASC G0,3mm - H3,6mm, NP	3,9mm	0,3mm	
31373	NeoBase Mono ASC G0,3mm - H5,6mm, NP	5,9mm		
31374	NeoBase Multi ASC G0,3mm - H3,6mm, NP	3,9mm		

Include la vite per pilastri NP iGO e la vite da laboratorio NP iGO

Librerie CAD disponibili per il software 3Shape® ed exocad®. Per scaricare, scansionare il codice QR.



**exocad**  
**3shape**

Librerie CAD



12619\_3 IT 2023-08 © Neoss Group, 2023. I copyright, i diritti di progettazione e i marchi nonché i documenti, il software e i design Neoss non possono essere ristampati, copiati o pubblicati, integralmente o parzialmente, senza l'autorizzazione scritta da parte di Neoss. Neoss, il logo N e NeoBase® sono marchi di Neoss Group. exocad® è un marchio registrato di exocad GmbH e 3Shape® è un marchio registrato di 3Shape A/S. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala.