


Erleben Sie mit Neoss4+ *benutzerfreundliche Flexibilität bei Full-Arch-Behandlungen* mit vorhersagbaren Ergebnissen

Multi-Unit Abutments

Die mehrgliedrige verschraubte Versorgung ist fachmännisch gefertigt, um bei Restaurationen des gesamten Zahnbogens oder einer Teilbrücke Funktion und Ästhetik wiederherzustellen – insbesondere bei Verwendung der bewährten, durch klinische und wissenschaftliche Erkenntnisse gestützten Neoss4+-Behandlungslösung. Das Abutment ist für die einfache Handhabung mit einer klinischen Schraube ausgestattet und unser proprietäres Design ermöglicht ein Anziehen mit bis zu 32 Ncm, was einen sicheren Sitz gewährleistet.

- ✓ **Klinische Schraube im Abutment fixiert** – Unser patentiertes Design sichert die klinische Schraube im Abutment und verhindert so, dass sie herunterfällt.
- ✓ **NeossONE** – Eine Prothetikschaube und ein Schraubendreher für alle Neoss-Produkte.
- ✓ **10°-Option und geringere vertikale Höhe** – Dank unseres patentierten Designs nur mit Neoss möglich.
- ✓ **Ästhetische gelbe Eloxierung** – Erzielen Sie mit gelb eloxiertem Titan eine bessere Ästhetik für periimplantäres Weichgewebe.






Abgewinkelte Multi-Unit Abutments werden mit einem Halter geliefert

Sortiment

Multi-Unit Abutments

Klinische Schraube im Multi-Unit-Abutment fixiert
 Abformpfosten, Heilungskappen und Modellimplantate müssen separat bestellt werden

Art. Nr.	Beschreibung	A	B	C
31411	Multi-Unit Abutment 1,0 mm	1mm	4,6 mm	
31412	Multi-Unit Abutment 2,0 mm	2mm		
31413	Multi-Unit Abutment 3,0 mm	3mm		
31414	Multi-Unit Abutment 4,0 mm	4mm		
31425	Multi-Unit Abutment 10° 2,0 mm	2mm	4,6 mm	
31426	Multi-Unit Abutment 10° 3,0 mm	3mm		
31427	Multi-Unit Abutment 10° 4,0 mm	4mm		
31429	Multi-Unit Abutment 17° 2,5 mm	2,5mm	4,6 mm	
31430	Multi-Unit Abutment 17° 3,5 mm	3,5mm		
31431	Multi-Unit Abutment 17° 4,5 mm	4,5mm		
31433	Multi-Unit Abutment 30° 3,0 mm	3mm	4,6 mm	
31434	Multi-Unit Abutment 30° 4,0 mm	4mm		
31435	Multi-Unit Abutment 30° 5,0 mm	5mm		
31440	Multi-Unit Heilungskappe	5mm	5mm	
31442	Multi-Unit Abformpfosten offener Löffel 6 mm			
31443	Multi-Unit Abformpfosten geschlossener Löffel 10 mm			
31444	Multi-Unit Modellimplantat – 5 Stück			
31445	Multi-Unit provisorisches Titanabutment	15,7mm	0,7mm	5mm
31446	Multi-Unit NeoBase® SSC G 0.5 mm – H 4,5 mm	5mm	0,5mm	5,1mm
31447	Multi-Unit NeoBase® ASC G 0.5 mm – H 4,5 mm iGO	5mm	0,5mm	5,1mm
31450	Multi-Unit Scan Body			
91074	Multi-Unit Modellimplantat für gedruckte Modelle			



Multi-Unit Abutments



Multi-Unit Heilungskappe



Multi-Unit Abformpfosten offener Löffel



Multi-Unit Abformpfosten geschlossener Löffel



Multi-Unit Modellimplantat



Multi-Unit NeoBase® SSC



Multi-Unit provisorisches Titanabutment



Multi-Unit NeoBase® ASC



Multi-Unit Scan Body



Multi-Unit Modellimplantat für gedruckte Modelle