

Mer än bara en TiBase

NeoBase[®]-distanser

NeoBase – Neoss effektiva och flexibla Ti-Base-koncept – ger dig ett överträffat utbud av restaurativa alternativ för både raka (SSC) och vinklade skruvkanaler (ASC). NeoBase täcker hela spektrumet, från indikationerna för en tand till helt tandlösa, och levererar effektiva lösningar för både enkla och krävande estetiska fall. NeoBase säkerställer sömlös integration i din behandlingsplan.




- ✓ **Oöverträffad flexibilitet** – Välj från ett brett utbud av restaurativa alternativ, från indikationerna för en tand till helt tandlösa, och uppnå optimala resultat för dina patienter.
- ✓ **Förbättrad effektivitet** – Med vårt EasyDigital-arbetsflöde kan du uppleva ökad produktivitet i ditt labb utan att kompromissa med kvaliteten.
- ✓ **Neoss-implantatanslutning i original** – Dra nytta av den pålitliga Neoss-implantatanslutningen, som säkerställer kompatibilitet, stabilitet och sinnesfrid med vetskapen att du täcks av vår garanti.



Digital protetik

NeoBase®-distanser SSC (Straight Screw Channel) även kallad TiBase

Alla NeoBase®-distanser SSC inkluderar Neo distansskruv och Neo labbskruv



Art. Nr.	Benämning	Distanshöjd	Gingivalhöjd	Diameter
31393	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	4.5mm
31394	NeoBase® Mono SSC G1.5mm – H3.6mm	5.1mm	1.5mm	
31395	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H5.6mm	5.9mm	0.3mm	
31396	NeoBase® Mono SSC G1.5mm – H5.6mm	7.1mm	1.5mm	
31397	NeoBase® Multi SSC G0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	3.8mm
31398	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H3.6mm, NP	3.9mm	0.3mm	
31399	NeoBase® Mono SSC G0.3mm – H5.6mm, NP	5.9mm		
31400	NeoBase® Multi SSC G0.3mm – H3.6mm, NP <i>Inkluderar Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP</i>	3.9mm		

NeoBase®-distanser ASC (Angulated Screw Channel) även kallad TiBase

Alla NeoBase®-distanser ASC inkluderar iGO distansskruv och iGO labbskruv

Art. Nr.	Benämning	Distanshöjd	Gingivalhöjd	Diameter
31367	NeoBase® Mono ASC G0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	4.5mm
31368	NeoBase® Mono ASC G1.5mm – H3.6mm	5.1mm	1.5mm	
31369	NeoBase® Mono ASC G0.3mm – H5.6mm	5.9mm	0.3mm	
31370	NeoBase® Mono ASC G1.5mm – H5.6mm	7.1mm	1.5mm	
31371	NeoBase® Multi ASC G0.3mm – H3.6mm	3.9mm	0.3mm	3.8mm
31372	NeoBase® Mono ASC G0.3mm – H3.6mm, NP	3.9mm	0.3mm	
31373	NeoBase® Mono ASC G0.3mm – H5.6mm, NP	5.9mm		
31374	NeoBase® Multi ASC G0.3mm – H3.6mm, NP <i>Inkluderar iGO distansskruv NP och iGO labbskruv NP</i>	3.9mm		

CAD-bibliotek tillgängliga för 3Shape®- och exocad®-programvara. Skanna QR-koden för att ladda ner.



exocad
3shape

CAD-bibliotek

