


Neoss4+ behandlingslösning

Erhåll full flexibilitet vid behandling av
helkäkar och partiella broar





Varför Neoss®?


Neoss grundades med en vision om att göra tandimplantatbehandlingar bättre för både tandläkare och patienter. Vi har omfattande kunskap om tandimplantatbehandlingar och arbetar ständigt med att utveckla lättanvända och kostnadseffektiva lösningar som förbättrar effektiviteten för tandläkare och deras patienter. Du kan lita på att våra produkter och lösningar stöds av vetenskaplig forskning och långsiktiga kliniska resultat, så att du och dina patienter kan känna er trygga.

- ✓ Lätt att använda
- ✓ EN protetisk plattform med NeossONE®
- ✓ Mindre lager och maximal flexibilitet
- ✓ Färre arbetsmoment sparar tid
- ✓ Kostnadseffektiva lösningar för alla
- ✓ Förutsägbara långsiktiga estetiska resultat

Få full flexibilitet vid behandlingar av helkäkar med Neoss 4+

Vi presenterar behandlingslösningen Neoss4+ för individanpassad kirurgi för tandlösa patienter som söker implantatstödda helkäks-restaureringar. Med fokus på förutsägbarhet, effektivitet, estetik och prisvärdhet ger behandlingslösningen Neoss4+ dig möjlighet att ge dina patienter tre behandlingsalternativ beroende på den kliniska situationen och dina preferenser.

Neoss4+ behandlingslösning



Multi-Unit Distanser

NeoBase® Distanser

Access Distanser

Protetisk frihet med NeossONE

NeossONE är en lösning som är unik för Neoss® implantatsystem – en protetisk plattform för tre implantatdesigner. Enkelt uttryckt passar samma protetiska komponenter till alla implantat. Fördelarna är tydliga: patientbehandlingstiden minskar, lagerhanteringen och patientresultaten optimeras.



Uppnå *förutsägbara resultat* med omedelbar placering

Behandlingslösningen Neoss4+ erbjuder flexibilitet i restaurerande anslutningar på implantat- och distansnivåerna, vilket möjliggör designjusteringar. Den här lösningen säkerställer enhetlig kraftfördelning och möjliggör omedelbar placering av en tillfällig protes i många fall. Med bevisat resultat i över två decennier ger denna lösning och Neoss ProActive® implantaten, stabilitet, funktionalitet och estetiska resultat för tandlösa patienter.

- ✓ Protesfrihet, en plattform för över 70 implantat
- ✓ Hög primär stabilitet med en superhydrofil ProActive implantatyta
- ✓ Lösningar för helkäkar utan bentransplantation

Lätt att använda
tack vare den protetiska
plattformen NeossONE

Kliniskt fall

Patient med fallerande helkäks-restaureringen där tänderna behöver extraheras. Efter läkning placerades fyra Neoss ProActive-implantat och en skruvförankrad provisorisk lösning dagen efter operationen.



Bild 1. Röntgenbild av initiala situationen där man tydligt ser den fallerande helkäks-restaureringen.




Bild 2. Multi-Unit Distans placerad vid tidpunkten för implantatinsättning för helkäkesrekonstruktion på fyra implantat.





Bild 3. Multi-Unit för öppen avtrycksteknik vid operationstidpunkten efter mjukvävsslutning.



Omedelbar placering tack vare den rena, superhydrofila ProActive-implantatyten



Flexibilitet med tre olika lösningsalternativ



Kliniskt fall

Stefano Sicuro, DDS
Specialist i implantologi
Maglie (LE), Italien



Bild 4. Multi-Unit Låkhätta placerade på distanserna.




Bild 5. Röntgenbild av situationen efter operationen. Observera de vinklade implantaten i det bakre området.



Bild 6. Omedelbar skruvförankrad provisorisk lösning dagen efter operationen.


Fulländad flexibilitet till ett *attraktivt pris*

Behandlingslösningen Neoss4+, som använder Neoss ProActive-implantat, har använts för att behandla tandlösa patienter i över 20 år. Vårt produktsortiment inkluderar Multi-Unit, NeoBase® och Access Distanser för mångsidiga restaureringar. De här komponenterna förenklar behandlingsprocessen för hela käkar och broar, vilket säkerställer en bekväm och effektiv upplevelse för behandlaren. Med sina tillförlitliga funktioner ger behandlingslösningen Neoss4+ optimala resultat för dina tandlösa patienter.

Multi-Unit Distanser

Multi-Unit Distanser är noggrant utformat för att återställa funktion och estetik hos patienter för helbågsrestaureringar eller partiella broar, speciellt när man använder den väletablerade behandlingslösningen Neoss4+ med stöd av kliniska och vetenskapliga bevis. Distansen har en klinisk skruv för enkel användning, och vår egenutvecklade design möjliggör åtdragning upp till 32 Ncm, vilket garanterar en säker passform.

- ✓ Exklusiv 10° alternativ och lägre vertical höjd
- ✓ Klinisk skruv fixerad i distansen
- ✓ Estetisk gul färganodisering




Beställ dina produkter
dygnet runt i vår webbutik
på shop-se.neoss.com

NeoBase® Distanser

Det kompletta sortimentet av NeoBase Distanser i titan (även kallat TiBase) passar för både raka (SSC) och vinklade skruvkanaler (ASC) och är ytterligare ett exempel på hur vi använder vår unika intelligenta enkelhet för keramiska brorestaureringar. Innovativa och kostnadseffektiva lösningar som sätter dig, ditt team och dina patienter först.



- ✓ Ööverträffad flexibilitet
- ✓ Förbättrad effektivitet
- ✓ Neoss-implantatanslutning i original




Access Distanser

Möjligheten att lätt skruva av och på implantatstödda proteser säkerställer fullständig kontroll och enkelt underhåll utan några kompromisser. Access Distanser ger en axiell, vinklad och rak förlängning av implantatet, vilket gör det lättare att arbeta på och återställa på distansnivå snarare än direkt på implantatet.



- ✓ Estetisk låg profil
- ✓ Klinisk skruv fäst i distansen
- ✓ Smalt mellanrum – låg vertikal höjd



Multi-Unit Distanser

Den kliniska skruven är fäst i en Multi-Unit Distans
Låkhätta och replika måste beställas separat

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31411	Multi-Unit Distans 1.0 mm	1mm		
31412	Multi-Unit Distans 2.0 mm	2mm	4.6mm	
31413	Multi-Unit Distans 3.0 mm	3mm		
31414	Multi-Unit Distans 4.0 mm	4mm		
31425	Multi-Unit Distans 10° 2.0 mm	2mm		
31426	Multi-Unit Distans 10° 3.0 mm	3mm	4.6mm	
31427	Multi-Unit Distans 10° 4.0 mm	4mm		
31429	Multi-Unit Distans 17° 2.5 mm	2.5mm		
31430	Multi-Unit Distans 17° 3.5 mm	3.5mm	4.6mm	
31431	Multi-Unit Distans 17° 4.5 mm	4.5mm		
31433	Multi-Unit Distans 30° 3.0 mm	3mm		
31434	Multi-Unit Distans 30° 4.0 mm	4mm	4.6mm	
31435	Multi-Unit Distans 30° 5.0 mm	5mm		
31440	Multi-Unit låkhätta	5mm	5mm	
31442	Multi-Unit avtryckstopp öppen sked 6 mm*			
31443	Multi-Unit avtryckstopp 10 mm*			
31444	Multi-Unit replika – 5 st			
31445	Multi-Unit provisorisk Ti-distans	15.7mm	0.7mm	5mm
31446	Multi-Unit NeoBase® SSC G 0.5 mm – H 4.5 mm	5mm	0.5mm	5.1mm
31447	Multi-Unit NeoBase® ASC G 0.5 mm – H 4.5 mm iGO	5mm	0.5mm	5.1mm
31450	Multi-Unit Scan Body			
91074	Analog till 3D-printad modell Neoss® Multi-Unit			

*Ingår inte utan måste beställas separat

NeoBase® Distanser SSC (Straight Screw Channel)

även kallad TiBase

Alla NeoBase® Distanser SSC inkluderar Neo distansskruv och Neo labbskruv



Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31393	NeoBase Mono SSC G 0.3 mm – H 3.6 mm	3.9mm	0.3mm	
31394	NeoBase Mono SSC G 1.5 mm – H 3.6 mm	5.1mm	1.5mm	
31395	NeoBase Mono SSC G 0.3 mm – H 5.6 mm	5.9mm	0.3mm	4.5mm
31396	NeoBase Mono SSC G 1.5 mm – H 5.6 mm	7.1mm	1.5mm	
31397	NeoBase Multi SSC G 0.3 mm – H 3.6 mm	3.9mm	0.3mm	
31398	NeoBase Mono SSC G 0.3 mm – H 3.6 mm, NP	3.9mm		
31399	NeoBase Mono SSC G 0.3 mm – H 5.6 mm, NP	5.9mm	0.3mm	3.8mm
31400	NeoBase Multi SSC G 0.3 mm – H 3.6 mm, NP	3.9mm		

Inkluderar Neo distansskruv NP, Neo labbskruv NP

Beställ era produkter
dygnet runt i vår webbutik
på shop-se.neoss.com



Kontakta din lokala representant för information om produktens tillgänglighet. Alla produkter finns inte i alla länder.

Neoss Norden AB

Arvid Wallgrens backe 20, SE-413 46 Göteborg

T: +46 (0)31 88 12 80

E: info@neoss.se

NeoBase® Distanser ASC (Angulated Screw Channel)

även kallad TiBase

Alla NeoBase® Distanser ASC inkluderar iGO distansskruv och iGO labbskruv



Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31367	NeoBase Mono ASC G 0.3 mm – H 3.6 mm	3.9mm	0.3mm	
31368	NeoBase Mono ASC G 1.5 mm – H 3.6 mm	5.1mm	1.5mm	
31369	NeoBase Mono ASC G 0.3 mm – H 5.6 mm	5.9mm	0.3mm	4.5mm
31370	NeoBase Mono ASC G 1.5 mm – H 5.6 mm	7.1mm	1.5mm	
31371	NeoBase Multi ASC G 0.3 mm – H 3.6 mm	3.9mm	0.3mm	
31372	NeoBase Mono ASC G 0.3 mm – H 3.6 mm, NP	3.9mm		
31373	NeoBase Mono ASC G 0.3 mm – H 5.6 mm, NP	5.9mm	0.3mm	3.8mm
31374	NeoBase Multi ASC G 0.3 mm – H 3.6 mm, NP	3.9mm		

Inkluderar iGO distansskruv NP och iGO labbskruv NP

Access Distanser

Den kliniska skruven är fäst i en Multi-Unit Distans

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
Access Distanser inkluderar distans, förmonterad hållare och en läkdistsans				
31238	Access Distans 1.5 mm	1.5mm		
31215	Access Distans 3.0 mm	3mm	4mm	
31216	Access Distans 4.0 mm	4mm		
31218	Access Distans 6.0 mm	6mm		
31219	Access Distans 10° 2.6 mm	2.6mm	4mm	
31243	Access Distans 10° 4.6 mm	4.6mm		
31221	Access Distans 20° 2.6 mm	2.6mm	4mm	
31244	Access Distans 20° 4.6 mm	4.6mm		
31223	Access Distans 30° 2.9 mm	2.9mm	4mm	
31245	Access Distans 30° 4.9 mm	4.9mm		
31225	Access avtryckstopp 8 mm och replika Inkluderar avtryckstopp, styrpinne, distansreplika, förlängningscylinder för öppen sked och plasthätta för sluten sked			
31366	Access avtryckstopp 13 mm och replika			
90183	Scan Body Neoss® Access (IO 1B-A)			
31226	Access Ti NeoLink® Multi	4.3mm	0.3mm	4.5mm
31227	Access Gold NeoLink® Multi 31226 och 31227 inkluderar NeoLink®, broskruv, labbskruv och en prefabricerad plasthätta	4.7mm	0.7mm	4.5mm
31334	Access Ball Distans 1 mm			
90207	Access Equator-distanskit 0.5 mm			
90208	Access Equator-distanskit 1.5 mm			
31301	Access Provisorisk Titan-distans multi Innehåller provisorisk/labbskruv och rak plasthätta	15.7mm	0.7mm	4.5mm
31266	Access urbränningsdistans multi – 2 st Innehåller rak plasthätta			

Multi-Unit/Access skruvar

Art. Nr.	Benämning
31229	Multi-Unit/Access Neo protetisk skruv – 1st
31257	Multi-Unit/Access Neo provisorisk/labbskruv – 5st
31265	Multi-Unit/Access Neo labbskruv, lång – 5st
31348	Multi-Unit/Access iGO protetisk skruv – 1st
31351	Multi-Unit/Access iGO labbskruv – 1st