



*Ger dig på ett enkelt sätt full flexibilitet* och förutsägbara resultat med Neoss4+

## Multi-Unit-distanser

Multi-Unit-distansen är noggrant utformad för att återställa funktionen och estetiken vid behandling av helkäkar eller partiella broar, särskilt när man använder den väletablerade behandlingslösningen Neoss4+ med stöd av kliniska och vetenskapliga bevis. Distansen har en klinisk skruv för enkel användning och vår egenutvecklade design möjliggör åtdragning upp till 32 Ncm, vilket garanterar en säker passform.

- ✓ **Fixerad klinisk skruv i distansen** – Vår patenterade design för hålla den kliniska skruven på plats i distansen eliminerar risken för att den lossnar.
- ✓ **NeossONE** – En protetisk skruv och en skruvmejsel för alla Neoss-produkter.
- ✓ **10°-alternativ och lägre vertikal höjd** – Endast möjligt med Neoss, tack vare vår patenterade design.
- ✓ **Estetisk gulfärgad anodisering** – Uppnå bättre estetik för mjukvävnad runt implantatet med gulfärgad anodiserad titan.





Vinklade distanser Multi-Unit Abutments levereras med en hållare


## Sortiment

### Multi-Unit-distanser

Den kliniska skruven är fäst i en Multi-Unit-distans  
Läckhatta och replica måste beställas separat

Art. Nr.	Benämning	A	B	C
31411	Multi-Unit-distans 1.0 mm	1mm	4.6 mm	
31412	Multi-Unit-distans 2.0 mm	2mm		
31413	Multi-Unit-distans 3.0 mm	3mm		
31414	Multi-Unit-distans 4.0 mm	4mm		
31425	Multi-Unit-distans 10° 2.0 mm	2mm	4.6 mm	
31426	Multi-Unit-distans 10° 3.0 mm	3mm		
31427	Multi-Unit-distans 10° 4.0 mm	4mm		
31429	Multi-Unit-distans 17° 2.5 mm	2.5mm	4.6 mm	
31430	Multi-Unit-distans 17° 3.5 mm	3.5mm		
31431	Multi-Unit-distans 17° 4.5 mm	4.5mm	4.6 mm	
31433	Multi-Unit-distans 30° 3.0 mm	3mm		
31434	Multi-Unit-distans 30° 4.0 mm	4mm		
31435	Multi-Unit-distans 30° 5.0 mm	5mm		
31440	Multi-Unit Healing Cap	5mm	5mm	
31442	Multi-Unit Impression Coping Open tray 6mm*			
31443	Multi-Unit Impression Coping Closed tray*			
31444	Multi-Unit Replica – 5 st			
31445	Multi-Unit Provisional Distans Ti	15.7mm	0.7mm	5mm
31446	Multi-Unit NeoBase® SSC G 0.5mm – H 4.5mm	5mm	0.5mm	5.1mm
31447	Multi-Unit NeoBase® ASC G 0.5mm – H 4.5mm iGO	5mm	0.5mm	5.1mm
31450	Multi-Unit Scan Body			

\*Ingår inte utan måste beställas separat



31411 – 31435 – Multi-Unit-distanser



31440 – Multi-Unit läckhatta



31442 – Multi-Unit avtryckstopp öppen sked



31443 – Multi-Unit avtryckstopp



31444 – Multi-Unit replica



31446 – Multi-Unit NeoBase® SSC



31445 – Multi-Unit provisorisk Ti-distans



31447 – Multi-Unit NeoBase® ASC



31450 – Multi-Unit Scan Body



91074 – Analog till 3D-printad modell Neoss® Multi-Unit