


## Optimerad flexibilitet med ett stort utbud av vinklar och höjder

### Access-distanser

Access-distansen erbjuder en axiell, vinklad och rak förlängning till implantatet, vilket gör det lättare att arbeta med och restaurera vid distansnivån istället för direkt på implantatet.

- ✓ **Estetisk låg profil** – Balanserar styrka och estetik med en unik intern anslutning som kräver en minimal interocklusal höjd.
- ✓ **Fixerad klinisk skruv i distansen** – Vår patenterade design håller den kliniska skruven på plats i distansen och eliminerar risken för att den lossnar och tappas bort.
- ✓ **Prostetisk flexibilitet** – Välj mellan implantat och restorativt protokoll för distansnivå för samma fall, inklusive användning av Access-distans med intern anslutning för att korrigera plattformshöjd eller vinkel.






## Access-distanser

Den kliniska skruven är fäst i en Multi-Unit-distans

| Art. Nr.   | Benämning  | A     | B    |
|--|--|-------|------|
| <i>Access-distans inkluderar distans, förmonterad hållare och en läkdistsans</i> |  |       |      |
| 31238  | Access-distans 1.5 mm  | 1.5mm | 4 mm |
| 31215  | Access-distans 3.0 mm  | 3mm   |      |
| 31216  | Access-distans 4.0 mm  | 4mm   |      |
| 31218  | Access-distans 6.0 mm  | 6mm   |      |
| 31219  | Access-distans 10° 2.6 mm  | 2.6mm | 4 mm |
| 31243  | Access-distans 10° 4.6 mm  | 4.6mm |      |
| 31221  | Access-distans 20° 2.6 mm  | 2.6mm |      |
| 31244  | Access-distans 20° 4.6 mm  | 4.6mm |      |
| 31223  | Access-distans 30° 2.9 mm  | 2.9mm |      |
| 31245  | Access-distans 30° 4.9 mm  | 4.9mm |      |
| 31225  | Access avtryckstopp 8mm och replika<br><i>Inkluderar avtryckstopp, styrpinne, distansreplika, förlängningscylinder för öppen sked och plasthätta för sluten sked</i> |       |      |
| 31366  | Access avtryckstopp 13mm och replika   |       |      |
| 90183  | Scan Body Neoss® Access (IO 1B-A)  |       |      |



| Art. Nr. | Benämning   | A      | B     | C     |
|----------|---|--------|-------|-------|
| 31226    | Access Ti NeoLink® Multi  | 4.3mm  | 0.3mm | 4.5mm |
| 31227    | Access Gold NeoLink® Multi<br><i>31226 och 31227 inkluderar NeoLink®, broskruv, labbskruv och en prefabricerad plasthätta</i> | 4.7mm  | 0.7mm | 4.5mm |
| 90207    | Access Equator-distanskit 0.5 mm  |        |       |       |
| 90208    | Access Equator-distanskit 1.5 mm  |        |       |       |
| 31301    | Access Provisorisk Titan-distans multi<br><i>Innehåller provisorisk/labbskruv och rak plasthätta</i>                          | 15.7mm | 0.7mm | 4.5mm |
| 31266    | Access urbränningsdistans multi – 2 st<br><i>Innehåller rak plasthätta</i>  |        |       |       |

